



GLOOKO[®] POUR LES CLINIQUES
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Table des matières

Utilisation prévue	3
Avertissements	3
1. Comment commencer à utiliser Glooko®	4
1.1. Compatibilité.....	4
1.2. Identifiez l'outil d'importation de votre clinique	5
1.3. Importez et affichez les données liées au diabète d'un patient	5
Étape 1 : connectez et importez un dispositif de suivi du diabète.....	5
Étape 2 : attribuez les données d'un dispositif à un patient	6
Attribuer les dispositifs.....	6
Annuler le statut Attribué d'un dispositif.....	7
Étape 3 : affichez les données liées au diabète d'un patient	8
Voir les patients	8
Synthèse du patient.....	11
2. Présentation de Population Tracker	13
2.1. Créer des comptes patients	13
2.2. Patients ProConnect	14
2.3. Marquez les patients.....	14
2.4. Gérez les paramètres du prestataire	15
Mon profil	15
Compte	16
Profil du site.....	16
Réglages des données	16
Réglages des terminaux.....	17
Paramètres PDF favoris	17
2.5. Gérez les réglages du patient.....	18
Profil.....	18
Compte	19
Réglages des données	19
Dispositifs.....	20
Télécharger le PDM Omnipod®	21
Connecter des appareils iGlucose	21
Gestion de compte	22
3. Présentation des rapports.....	23

3.1. Rapports disponibles.....	23
3.2. Créer des rapports	23
4. Assistance	25
Annexe 1 : Fonctionnalités complémentaires	26
A.1. Gestion de cas.....	26
Indicateurs de contact.....	26
État.....	26
A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*	27
A.3. DreaMed Advisor*	27
A.4. Nouveau Population Tracker	28
Balises personnalisées.....	28
Invitation à partir de la liste des patients.....	28
A.5. Mellitus Health*	29
A.6. Copier les statistiques*	29
A.7. Glooko Clinical Research.....	30
Identifiant du participant	30
Sortie du patient.....	31
Research Uploader	31
A.8. Vérification à 2 étapes	31
A.9. Ouverture de session unique.....	32
A.10. Programmes de soins	33
Annexe 2 : Fonctionnalités propre à l'appareil	34
B.1. Control-IQ	34

Utilisation prévue

Glooko est un logiciel de gestion de données conçu pour l'usage à la maison et dans les milieux professionnels qui aide les personnes diabétiques et leurs professionnels de santé à réviser, analyser et évaluer les données du dispositif pour mettre en place un programme de gestion de diabète efficace. Glooko se connecte aux dispositifs médicaux de suivi et traqueurs compatibles pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs données au système Glooko.

Glooko n'est pas destiné à éclairer les décisions en matière de traitement ni à se substituer aux conseils d'un professionnel de santé.

Avertissements

Le dispositif Glooko® pour l'application Glooko n'est pas destiné à mesurer ou interpréter les données qu'il transmet, ni à prendre des décisions automatisées concernant les traitements ou à se substituer au jugement d'un professionnel. Tous les diagnostics médicaux et traitements doivent être effectués sous la surveillance et la supervision d'un prestataire de soins de santé qualifié.

1. Comment commencer à utiliser Glooko®

Glooko est un système unifié de gestion du diabète qui synchronise sans heurts le taux de glucose et d'autres données médicales pertinentes issues de lecteurs de glycémie courants, de Smart Pens et de pompes à insuline, d'appareils de contrôle continu de la glycémie (CGM) et d'appareils de forme et de santé. La solution de Glooko apporte une vue essentielle des corrélations entre les tendances de glycémie des patients et leur consommation de glucides, le dosage d'insuline, l'activité physique et d'autres facteurs biométriques, ce qui permet aux équipes de soins de santé de prendre des décisions mieux éclairées qui améliorent la qualité globale des soins du diabète. En signalant les problèmes, Glooko permet au personnel soignant d'optimiser et de gérer plus efficacement l'ensemble des patients diabétiques durant les rendez-vous et entre les rendez-vous.

REMARQUE : Quelques écrans peuvent varier selon des fonctionnalités supplémentaires ajoutées à votre abonnement. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'annexe [Fonctionnalités complémentaire](#).

1.1. Compatibilité

Glooko est adapté à toutes les versions de navigateurs suivantes :

- Internet Explorer version 11 ou ultérieure
- Internet Explorer Edge version 44 ou version ultérieure
- Google Chrome version 57 ou version ultérieure
- Firefox version 51 ou version ultérieure
- Safari version 8 ou version ultérieure

Pour déterminer la compatibilité d'un dispositif de suivi du diabète d'un patient, consultez la page [Compatibilité avec Glooko](#).

1.2. Identifiez l'outil d'importation de votre clinique

Le processus d'importation des données liées au diabète d'un patient dépendra de l'outil d'importation de votre clinique. Consultez le guide de démarrage rapide correspondant pour obtenir des instructions détaillées sur comment utiliser chaque outil pour importer des données :

- [Glooko Transmitter](#)
- [diasend® Transmitter](#)
- [Glooko Uploader](#)
- [Glooko Kiosk*](#)

** Cet outil n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis.*

1.3. Importez et affichez les données liées au diabète d'un patient

Une fois familiarisé avec la compatibilité des dispositifs de suivi du diabète et avec l'outil d'importation de votre clinique, suivez les étapes ci-dessous pour commencer l'importation de données liées au diabète d'un patient sur Glooko :

Étape 1 : connectez et importez un dispositif de suivi du diabète

Connectez le dispositif de suivi du diabète d'un patient à l'[outil d'importation de votre clinique](#) et lancez le processus d'importation comme indiqué dans les étapes décrites dans le guide de démarrage rapide correspondant.

Une fois les données du dispositif de suivi du diabète importées, rendez-vous sur my.glooko.com dans votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte Population Tracker pour attribuer ou consulter les données importées.

glooko
Simplifie la gestion du diabète

Ouvrir une session

Courriel (nom d'utilisateur)

Mot de passe

Au moins huit caractères, dont un chiffre et un caractère spécial (!@#)

[Mot de passe oublié](#)

[Vous n'avez pas reçu les instructions de déverrouillage?](#)

Ouvrir une session

[Ouvrir une session avec SSO](#)

[Vous n'avez pas de compte? S'inscrire sur Glooko ici](#)

REMARQUE : Si l'ouverture de session unique est activée pour votre clinique, cliquez sur **Ouverture de session unique**, tapez l'adresse de courriel associée à votre compte et suivez les directives à l'écran.

Étape 2 : attribuez les données d'un dispositif à un patient

REMARQUE : Cette étape s'applique aux utilisateurs de Glooko Transmitter et Uploader uniquement. Tous les autres utilisateurs peuvent passer directement à l'[étape 3](#).

Attribuer les dispositifs

Cliquez sur l'onglet **Attribuer les dispositifs** pour afficher une liste de tous les dispositifs transférés au cours des 24 dernières heures. Ici, vous avez la possibilité de filtrer par **Terminal** (numéro de série) ou par **Type de dispositif** (CGM, lecteur ou pompe).

Glooko tentera de faire correspondre les dispositifs transférés à un patient en fonction du numéro de série du dispositif.

- **Si un résultat est trouvé** : Vous aurez deux options : **Attribuer à [Nom du patient]** ou **Attribuer à un autre patient**.
 - Après avoir cliqué sur **Attribuer à un autre patient**, vous pourrez rechercher un compte patient existant ou [créer un nouveau compte patient](#).
- **Si aucun résultat n'est trouvé** : Le dispositif sera marqué comme **Nouveau dispositif** et vous aurez accès à l'option **Attribuer**.
 - Après avoir cliqué sur **Attribuer**, vous pourrez rechercher un compte patient existant ou [créer un nouveau compte patient](#).

Une fois qu'un dispositif est attribué, il passe de Non attribué à Récemment attribué. Vous pourrez voir le compte patient et vous aurez accès aux options **Créer un rapport** et **Annuler le statut Attribué**.

Terminal		Type de dispositif	
Filter par	U39637637	CGM, Glucomètre, ...	Actualiser la liste
Type de dispositif	Dernière sync. ▼	Attribution	
Non attribué			
OmniPod Pompe 130337586	14:53 U39637637	Attribuer à Lucy Test 1970-01-01	Attribuer à un autre patient
OneTouch VerioIQ Glucomètre TGKFX1T7	14:52 U39637637	Attribuer à George Testerson 1962-06-10	Attribuer à un autre patient
Contour Next Link US Glucomètre 6203-C16DAE	11:45 U39637637	Nouvel appareil	Attribuer
Attribué récemment			
✓ Ascensia Contour Next One Glucomètre 7830H6130960	11:48 U39637637	Lucy Test 1970-01-01	Créer le rapport Annuler l'attribution

Annuler le statut Attribué d'un dispositif

Si vous connectez par erreur un appareil et devez le déconnecter à partir du compte du patient, veuillez cliquer **annuler l'attribution** près de l'appareil dans la section Attribué récemment.

L'appareil passera de Attribué récemment à Non attribué, et toutes les données associées à ce téléchargement seront retirées du compte du patient. Vous aurez alors la possibilité d'attribuer l'appareil à un autre patient.

REMARQUE : Cliquez sur **Actualiser la liste** pour mettre à jour la liste des appareils attribués et non attribués.

Étape 3 : affichez les données liées au diabète d'un patient

Voir les patients

L'option Liste de patients affiche pour afficher une liste de tous les patients ProConnectés à votre clinique (connectés à l'aide du [ProConnect Code](#) unique de votre clinique), et dans laquelle vous pouvez effectuer des recherches. Cela vous donne un aperçu des données liées au diabète de votre population de patients.

Pour localiser des patients spécifiques, sélectionnez le **nom**, **numéro de dossier médical** ou la **date de naissance** depuis le menu déroulant en haut de la page, puis saisissez votre critère de recherche dans le champ de recherche. Vous pouvez également cliquer sur **filtrer les patients** pour filtrer vos résultats à l'aide de mots-clés ou d'autres attributs, ou classer les patients en cliquant sur l'un des en-têtes de colonne.

Diabetes Clinic
Code ProConnect : 1234567

Attribuer les dispositifs (3) **Voir les patients** Créer un compte patient

Filtrer les patients

Les données Glyc. moy., CGM moy. et Indicateurs de glycémie sont calculées à partir des mesures effectuées pendant les 30 jours précédant la dernière synchronisation du dispositif.

≥ 25 % des mesures sont supérieures à 13,9 ≥ 10 % des mesures sont inférieures à 3,9 Très élevé (au-dessus 22,2)
Très bas (en dessous 2,8) Contact Synchronisation à distance


NOM	DERNIÈRE SYNC. Type de dispositif	GLYCÉMIE MOYENNE Mesures/jour	CGM MOYEN Jours actifs	INDICATEURS DE GLYCÉMIE
George Testerson	Aujourd'hui Glucomètre	8,4 1,4		⬆️ ⬆️ ⬇️
Lucy Test	Hier CGM	- 0	9 30	
Sally Testing	Hier Glucomètre	7,8 1,3		⬆️ ⬇️

Les renseignements suivants s'afficheront :

- **Nom** : indique le nom et le prénom du patient. Survolez le nom du patient pour afficher sa date de naissance et son type de diabète.
REMARQUE : Si une icône de dispositif est présente à gauche du nom du patient, cela signifie que le patient est un utilisateur de l'application mobile Glooko. Un dispositif bleu indique que la dernière sync des données a été réalisée à distance; un dispositif gris indique que la dernière importation de données a été réalisée à la clinique.
- **Dernière sync.** : indique le nombre de jours depuis la Dernière sync du patient ainsi que le type du dernier dispositif synchronisé. Survolez la mention Dernière sync pour afficher le nom du dispositif et le lieu de la Dernière sync.
- **Glycémie moyenne** : indique le relevé de glycémie moyenne du patient pendant les 30 jours précédant la date de la Dernière sync du dispositif. Le nombre moyen de relevés par jour est indiqué en dessous du relevé de glycémie moyenne.
- **CGM moyen** : indique le relevé du système de mesure continue du glucose (CGM) moyenne pendant les 30 jours précédant la date de la Dernière sync du dispositif. Le nombre de jours actifs durant lesquels la CGM a été utilisée au cours des 30 derniers jours est également affiché.
- **Mots-clés de glycémie** : ils sont créés en fonction des lectures de glycémies enregistrées sur une période de 30 jours précédant la dernière date de synchronisation de l'appareil non définie dans les plages préétablies.

Les couleurs sont utilisées pour indiquer si la ou les lectures remontent ou excèdent les 30 jours depuis la dernière date de synchronisation.

- **Mots-clés de glycémie rouges** : ils indiquent que la ou les lectures remontent à 30 jours depuis la dernière date de synchronisation.
- **Mots-clés de glycémie gris** : ils indiquent que la ou les lectures excèdent les 30 jours depuis la dernière date de synchronisation.



Placer le curseur sur un mot-clé permet d'afficher d'autres informations, notamment :

- Nombre ou pourcentage de lectures qui se situent à un niveau égal ou supérieur à la plage cible.

- Si le mot-clé de glycémie est basé ou non sur le réglage spécifique du patient.


REMARQUE : les plages peuvent être établies au niveau de population dans les Paramètres du fournisseur > [Paramètres des données](#) ou au niveau du patient dans les Paramètres du patient > [Paramètres des données](#).

Synthèse du patient

Cliquez sur un patient pour être redirigé vers le Résumé du patient, qui fournit un aperçu des données liées au diabète du patient.

Affichez des données supplémentaires en basculant entre les onglets dans la barre de navigation du haut, et générez des [rapports](#) au format PDF pour imprimer, partager ou enregistrer ces données.

REMARQUE : Cliquez sur **Profil** en haut à gauche de l'écran pour afficher et gérer les [Paramètres du patient](#).



REMARQUE : Toutes les données sur votre insuline seront groupées comme **Insuline**, sauf si vous avez des données d'insuline d'une pompe à insuline et d'un stylo intelligent (ou saisies manuellement). Dans cette situation, les données de la pompe à insuline s'afficheront comme **Insuline - Pompe**, alors que les données du stylo intelligent (ou saisies manuellement) s'afficheront comme **Insuline - Autre**. Si le patient possède une pompe équipée de la technologie

Control-IQ, la page de résumé affichera sous l'encadré « insuline » une carte de renseignements supplémentaire intitulée **Détails du système**. Veuillez consulter la section [B.1. Control-IQ](#) pour obtenir de plus amples renseignements.

2. Présentation de Population Tracker

La disponibilité de ces fonctions varie selon la région et l'abonnement forfaitaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonctions décrites en détail ci-après, veuillez communiquer directement avec votre représentant de compte Glooko ou écrire un courriel à sales@glooko.com.

REMARQUE : Votre liste de patients peut avoir une apparence différente si vous avez téléchargé la nouvelle version de Population Tracker. Référence [A.4. Nouveau Population Tracker](#) pour obtenir de plus amples renseignements.

2.1. Créer des comptes patients

Si le patient est nouveau dans votre clinique, vous avez la possibilité de créer un nouveau compte patient à partir de l'onglet Liste de patients.

Pour créer un compte patient :

1. Cliquez sur **Créer un compte patient** dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Saisissez les renseignements suivants :
 - Prénom
 - Nom
 - Date de naissance
 - Adresse courriel (facultatif)
 - Code postal
 - Numéro de dossier médical (facultatif)
 - Numéro de téléphone (facultatif)
 - Type de diabète (facultatif)
 - Sexe (facultatif)


REMARQUE : Si vous créez un compte à l'extérieur des États-Unis, vous devrez également confirmer le consentement du patient à partager ses données.

3. Cliquez sur **Créer**.
 - Le patient recevra un courriel avec un lien pour définir un mot de passe pour le nouveau compte.

The screenshot shows a form titled "Créer un compte Patient" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a descriptive text: "Créer un compte Patient pour synchroniser ses données en clinique et les acheminer vers votre site au moyen de ProConnect." The form contains several input fields and dropdown menus: "Prénom" (text input), "Nom de famille" (text input), "Date de naissance" (three dropdown menus for "Jour", "Mois", and "Année"), "Adresse de courriel" (text input with a note: "Fournissez l'adresse de courriel du patient pour l'inviter à utiliser Glooko à son domicile"), "Code postal" (text input), "Numéro de dossier médical (facultatif)" (text input), "Numéro de téléphone principal (facultatif)" (text input), "Type de diabète (facultatif)" (dropdown menu with "Sélectionner..." as the selected option), and "Sexe (facultatif)" (dropdown menu with "Sélectionner..." as the selected option). At the bottom of the form are two buttons: "Annuler" (light blue) and "Créer" (dark blue).

2.2. Patients ProConnect

Le ProConnect Code unique de votre clinique se trouve en haut à droite de l'écran d'accueil de votre compte Population Tracker. Pour que les patients partagent à distance leurs données liées au diabète avec votre clinique, cette dernière doit vous fournir un code unique qu'ils pourront ajouter à leur compte patient Glooko.



2.3. Marquez les patients

À partir de la liste du patient, cliquez sur le patient avec le bouton droit de la souris, puis placez le curseur sur les **mots-clés** pour afficher les fournisseurs de soins de santé associés à votre clinique, et qui peuvent être identifiés à un patient. Sélectionnez le fournisseur depuis la liste, puis un encadré de couleur contenant les initiales du fournisseur apparaîtra automatiquement à l'écran sous le nom du patient et indiquera l'ajout du mot-clé.

NOM	DERNIÈRE SYNC. Type de dispositif
George Testerson	Aujourd'hui Glucomètre
Lucy Test D2 AD	Imprimer le rapport Réglages du patient
Sally Testing	Marqueurs >

Plusieurs mots-clés de fournisseurs peuvent être ajoutés au compte du patient. Vous pouvez filtrer les patients par mots-clés ou d'autres attributs en cliquant sur **filtrer les patients** depuis le menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche de votre liste de patients.

2.4. Gérez les paramètres du prestataire

Pour accéder aux paramètres du prestataire, cliquez sur **Paramètres** dans le menu déroulant en haut à droite de l'écran d'accueil de votre Population Tracker. Vous pouvez mettre à jour les renseignements de votre Profil d'utilisateur et de votre Compte, afficher votre Profil de site et gérer vos Réglages des données et vos Réglages des terminaux.

The screenshot shows the Glooko user interface. At the top, there is a blue header with the Glooko logo, a search bar for patient names, and user information including 'Diabetes Clinic', 'Code ProConnect : 1234567', and a user profile icon 'JP'. A dropdown menu is open, showing 'Jessica Providerly', 'Paramètres' (highlighted), 'Aide', and 'Se déconnecter'. The main content area is divided into three sections: 'Mon profil', 'Compte', and 'Profil du site'. 'Mon profil' includes fields for 'Titre professionnel' (Médecin (DM)), 'Prénom' (Jessica), and 'Nom' (Providerly), with an 'Enregistrer' button. 'Compte' includes fields for 'Adresse de courriel' (drqa@example.com), 'Mot de passe' (*****), and 'Langue' (Français canadien), with links to 'Modifier l'adresse de courriel', 'Modifier le mot de passe', and 'Modifier la langue'. 'Profil du site' includes fields for 'Site' (Diabetes Clinic), 'Groupe' (Glooko Medical Group), and 'Code ProConnect' (1234567), and a 'Coordonnées du site' field.

Mon profil

Dans Paramètres > Mon profil, vous pouvez modifier votre Désignation professionnelle, votre Prénom et votre Nom. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Compte

Dans Paramètres > Compte, vous pouvez mettre à jour l'Adresse électronique, le Mot de passe et les paramètres de Langue par défaut associés à votre compte.

Profil du site

Dans Paramètres > Profil du site, vous pouvez consulter le Site, le Groupe, le [ProConnect Code](#) et le Contact sur Site de votre clinique.

Réglages des données

Dans Paramètres > Réglages des données, vous pouvez ajuster l'affichage des données patient au niveau de la population, notamment les Unités du lecteur, les Paramètres de la mesure glycémique saisie dans la pompe et les Réglages des Marqueurs de la population. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Les Paramètres suivants s'affichent :

- **Unités du lecteur** : peuvent être passées de **mg/dL** à **mmol/L**.

REMARQUE : Si vous ajustez ce réglage, l'affichage des unités pour les Indicateurs-glycémie de votre compte Population Tracker sera mises à jour, mais les données du dispositif du patient ne le seront pas.

- **Paramètres de mesure glycémique saisie dans la pompe** : peuvent être passés de **Oui** à **Non** pour inclure ou exclure les relevés de glycémie saisis manuellement dans les pompes à insuline dans les graphiques et les statistiques pour l'intégralité de votre population de patients. Par défaut, ces relevés sont inclus.

REMARQUE : Vous pouvez également ajuster ce réglage au niveau du patient dans Réglages du patient > [Réglages des données](#). Les paramètres au niveau du patient prennent systématiquement le dessus sur les paramètres au niveau de la population.

Réglages des données

Unités du lecteur de glycémie mg/dl mmol/l

Paramètres de mesure glycémique saisie dans la pompe [Restaurer les réglages par défaut](#)

Inclure dans les statistiques Oui Non

Réglages des marqueurs de la population [Restaurer les réglages par défaut](#)

25 % des mesures sont supérieures à 13,9 mmol/L

10 % des mesures sont inférieures à 3,9 mmol/L

Un taux très élevé est supérieur à 22,2 mmol/L

Un taux très bas est inférieur à 2,8 mmol/L

Enregistrer

Réglages des terminaux

Dispositifs Transmitter

NUMÉRO DE SÉRIE	DATE DU DERNIER CONTRÔLE DU SIGNAL	INTENSITÉ DU SIGNAL	QUALITÉ DU SIGNAL	NOM
S15050238	2018-04-24 00:15:12	Excellent	Excellent	S15050238

Enregistrer

- **Réglages des Marqueurs de la population** : en ajustant ces paramètres, les paramètres des indicateurs pour tous les patients de votre population diabétique seront mis à jour. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur le champ de la valeur que vous souhaitez modifier et saisissez une nouvelle valeur.

REMARQUE : Vous pouvez également ajuster les paramètres des indicateurs au niveau du patient dans Paramètres du patient > [Réglages des données](#). Les paramètres au niveau du patient prennent systématiquement le dessus sur les paramètres au niveau de la population.

Réglages des terminaux

Dans Paramètres > Réglages des terminaux, vous pouvez ajuster le ou les noms de vos Glooko Transmitters et Uploaders installés, et afficher les outils d'importation actuellement associés à votre compte. Toutes les modifications sont répercutées dans l'onglet Attribuer des dispositifs de votre compte Population Tracker.

Si votre compte comporte des Glooko Transmitters, le Numéro de série, la Date de dernière vérification du signal, la Force du signal, la Qualité du signal et le Nom seront affichés. Si votre compte comporte des Glooko Uploaders, le Numéro de série et le Nom seront affichés.

Il est possible d'ajuster les noms des Glooko Transmitters et Uploaders en cliquant dans le champ **Nom** de l'outil que vous souhaitez ajuster, puis en saisissant un nouveau nom. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Paramètres PDF favoris

Dans Paramètres > Paramètres PDF favoris, vous pouvez afficher, modifier ou ajouter des nouveaux Profils de favoris. Les favoris sont ajoutés au niveau de la population et apparaissent dans le menu déroulant Réglage PDF préféré lors de la génération de [rapports](#) au format PDF à partir du compte d'un patient.

Pour ajouter un nouveau Favori, cliquez sur **+ Nouveau favori**, saisissez le nom d'un Profil favori (cliquez sur **OK**), sélectionnez une Période, sélectionnez les rapports à inclure, choisissez un mode d'impression et cliquez sur **Enregistrer**.



Paramètres PDF favoris

Nom + Nouveau favori

Aucun profil disponible ✎ ✖


2.5. Gérez les réglages du patient

Dans paramètres du patient, vous avez la possibilité de mettre à jour les renseignements dans le profil individuel du patient; de vérifier les courriels du compte ou d'envoyer les demandes d'activation; de personnaliser les paramètres de données; d'établir les plages cibles de glycémie, les paramètres des mots-clés et les plages de la période journalière; de télécharger un système Omnipod et de connecter les appareils iGlucose. Toutes modifications seront reflétées dans le compte Glooko du patient.

Pour afficher ou mettre à jour les paramètres du compte d'un patient :


1. Localisez ou recherchez un patient dans l'onglet Liste de patients.
2. Faites un clic droit sur le patient, puis sélectionnez **Réglages du patient**.

REMARQUE : Vous pouvez également y accéder en cliquant sur **Profil** en haut à gauche de l'écran [Résumé du patient](#).



Profil

Dans Réglages du patient > Profil, vous pouvez consulter et modifier les renseignements démographiques du patient, notamment son Nom, son Sexe, son Type de diabète, sa Date de naissance, sa Taille, son Poids et son Numéro de dossier médical. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

A screenshot of the 'Profil de Lucy Test' form. It contains several input fields: 'Prénom' (Lucy), 'Nom' (Test), 'Date de naissance' (1970, Janvier, 1), 'Type de diabète' (Type 2), 'Sexe' (Femme), 'Taille' (167 cm), 'Poids' (73 lb/kg), and 'Numéro de dossier médical' (123456). The 'Enregistrer' button at the bottom right is highlighted with an orange box.

Compte

Dans Réglages du patient > Compte, vous pouvez consulter l'état du compte d'un patient et ajouter, modifier ou consulter l'adresse de courriel sur le fichier. Si un compte n'est pas activé (état : non activé), vous pouvez **Ajouter une adresse de courriel**, ce qui envoie une demande d'activation au patient par courriel afin de configurer un compte Glooko personnel. Si une demande d'activation a été envoyée au patient (état : invité), vous pouvez **Renvoyer l'invitation** ou **Modifier l'adresse de courriel**, ce qui envoie une nouvelle demande. Une fois le compte activé par le patient (état : activé), vous ne pourrez plus modifier l'adresse de courriel.

Compte	
Statut	Adresse de courriel
Invité (2019-07-13)	lucytest1@sample.com
Renvoyer l'invitation	Modifier l'adresse de courriel

Réglages des données

Dans Réglages du patient > Réglages des données, vous pouvez modifier les Unités du lecteur, les Paramètres de mesure glycémique saisie dans la pompe, les Plages d'objectifs glycémiques, les paramètres des Indicateurs et les Périodes de la journée d'un patient. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Les Paramètres suivants s'affichent :

- **Unités du lecteur** : peuvent être passées de **mg/dL** à **mmol/L**.
- **Paramètres de mesure glycémique saisie dans la pompe** : peuvent être passés de **Oui** à **Non** pour inclure ou exclure les relevés de glycémie saisis manuellement dans les pompes à insuline dans les graphiques et les statistiques du patient. Par défaut, ces relevés sont inclus.

Réglages des données

Meter Units mg/dl mmol/l

Paramètres de mesure glycémique saisie dans la pompe [Restaurer les réglages par défaut](#)

Inclure dans les statistiques Oui Non

Plages d'objectifs glycémiques [Restaurer les réglages par défaut](#)

Limite inférieure 3.9 mmol/L Avant repas Limite supérieure 7.2 mmol/L Après repas Limite supérieure 10 mmol/L

Réglages des marqueurs de la population [Restaurer les réglages de la population](#)

25 % des mesures sont supérieures à 13.9 mmol/L

10 % des mesures sont inférieures à 3.9 mmol/L

Un taux très élevé est supérieur à 22.2 mmol/L

Un taux très bas est inférieur à 2.8 mmol/L

Périodes de la journée* [Restaurer les réglages par défaut](#)

05:00 MATIN 10:00 APRÈS-MIDI 15:00 SOIR 21:00 NUIT MATIN

* Les événements se produisant avant le matin apparaîtront dans la nuit précédente. Pour limiter les événements aux jours calendaires, définissez le début du matin à minuit.

[Enregistrer](#)

REMARQUE : Vous pouvez également modifier les Réglages des indicateurs de la population pour tous les patients au niveau de la population dans Paramètres du prestataire > [Réglages des données](#). Les paramètres au niveau du patient prennent systématiquement le dessus sur les paramètres au niveau de la population.


- **Plage d'objectifs glycémiques :** vous permet de modifier les plages d'objectifs glycémiques d'un patient individuel, notamment la Limite inférieure, la Limite supérieure avant repas et la Limite supérieure après repas. Pour modifier des plages, cliquez sur le champ dont la valeur doit être modifiée, puis saisissez la valeur souhaitée.
- **Paramètres des Marqueurs de la population :** en ajustant ces paramètres, seul le patient sélectionné sera affecté. Pour modifier des paramètres, cliquez dans le champ dont la valeur doit être modifiée, puis saisissez la valeur ou le pourcentage souhaité.

REMARQUE : Vous pouvez également ajuster les paramètres des marqueurs pour tous les patients au niveau de la population dans Paramètres du prestataire > [Réglage des données](#). Les paramètres au niveau du patient prennent systématiquement le dessus sur les paramètres au niveau de la population.

- **Périodes de la journée :** vous permet de définir les périodes de la journée indiquant le début des routines du Matin, de l'Après-midi, du Soir et de la Nuit d'un patient. Pour mettre à jour les périodes d'un patient, cliquez sur la **flèche du bas (▼)** en regard d'une heure de la journée, puis sélectionnez une nouvelle heure de début.

Dispositifs

Dans Paramètres du patient > Dispositifs, vous avez la possibilité de télécharger les données du Omnipod® du patient ou de connecter les appareils iGlucose du patient à Glooko.



Télécharger le PDM Omnipod®

Pour importer les données à partir d'un système Omnipod :

1. Dans Réglages du patient > Dispositifs, cliquez sur **Télécharger le PDM Omnipod®**.
2. Lorsque vous serez invité(e), confirmez que vous souhaitez poursuivre en cliquant sur **Continuer**.
3. Sélectionnez **Système PDM Omnipod®** ou **Système DASH™ Omnipod**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE : Si vous tentez de synchroniser un système DASH™ Omnipod sur un ordinateur Mac, vous serez invité à installer le [Glooko Uploader](#) pour synchroniser les données du patient, si cela fait partie de votre plan d'abonnement. Si votre plan d'abonnement ne comprend pas le Glooko Uploader, vous serez invité(e) à utiliser un ordinateur Windows ou à communiquer avec support@glooko.com.

4. Suivez les instructions à l'écran pour connecter le dispositif et importer les données.

REMARQUE : Si le patient a déjà synchronisé un appareil Omnipod, vous pourrez également téléverser des données Omnipod en sélectionnant **Téléverser le PDM Omnipod®** dans le coin supérieur droit de la plupart des écrans de son compte.

Connecter des appareils iGlucose

Vous pouvez connecter les lecteurs de glycémie iGlucose d'un patient à son compte Glooko pour synchroniser les données d'iGlucose en temps réel.

REMARQUE : Avant de connecter un lecteur de glycémie iGlucose à Glooko, le patient doit faire l'objet d'au moins une lecture sur son lecteur de glycémie.

Pour connecter un lecteur de glycémie iGlucose :

1. Dans Réglages du patient > Dispositifs, cliquez sur **Connecter des appareils iGlucose**.
2. Entrez le numéro de série du lecteur iGlucose et la dernière valeur lue du patient et cliquez sur **Suivant**.
3. Suivez les invites à l'écran pour connecter le lecteur de glycémie.

Gestion de compte

Pour archiver un patient, sous Paramètres du patient > Gestion de compte, activez l'option **Archiver un compte patient**.

Une fois qu'un compte patient a été archivé, ce patient ne s'affichera plus dans votre liste de patients, mais il continuera d'apparaître dans les résultats de recherche.

REMARQUE : Seuls les administrateurs ont accès à l'archivage des comptes des patients.

Gestion de compte

Archiver un compte Patient

Les patients cesseront automatiquement de s'afficher sur la liste des patients. Ils seront toujours affichés dans les résultats de recherche

Archiver un patient

3. Présentation des rapports

Les données liées au diabète du patient sont regroupées dans des rapports au format PDF qui peuvent être facilement imprimés, partagés ou enregistrés. Vous pouvez inclure toutes les données disponibles ou sélectionner uniquement les données que vous souhaitez afficher.

Pour obtenir des renseignements détaillés concernant les rapports disponibles et la façon d'interpréter les données, consultez le [Guide de référence pour les rapports Glooko](#).

3.1. Rapports disponibles

Les rapports disponibles comprennent les éléments suivants :

- Synthèse
- Tableau
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble de chaque jour
- Superposition
- Calendrier
- Dispositifs
- Aperçus

3.2. Créer des rapports

Pour créer un rapport au format PDF, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans l'onglet Liste de patients, faites un clic droit sur le nom du patient et sélectionnez **Imprimer le rapport** (ou cliquez sur **Créer un rapport au format PDF**, en haut à droite de la plupart des écrans du compte d'un patient).
2. Sélectionnez une plage de dates, les rapports à inclure et le mode d'impression souhaité. **REMARQUE** : Pour enregistrer une sélection de rapports sous un nouveau Profil favori, cochez (✓) la case **Enregistrer la sélection comme profil favori**, saisissez un nom pour le favori, puis cliquez sur **OK**. Vous pouvez également sélectionner un Profil favori dans le menu déroulant Paramètre PDF favori, en haut à droite de la fenêtre. Pour afficher, modifier ou ajouter de nouveaux Profils de favoris, cliquez sur **Gérer les favoris** ou allez à Paramètres du prestataire > [Paramètres PDF favoris](#).

3. Une fois que les critères de rapport sont définis et que vous êtes prêt à continuer, cliquez sur **Créer un PDF**.

Créer un fichier PDF X Fermer

Lucy Test Paramètre PDF favori
Date de naissance : 70-01-01 Diabète : Type 2 Aucun profil disponible

[Gérer les favoris](#)

Heure : 2 semaines 2019-04-24 - 2019-05-07

Synthèse 2 pages	Tableau 2 pages	Vue d'ensemble 1 page	Aperçu par jour
Superposition 1 page	Calendrier 	Aperçus 	Dispositifs

Longueur de rapport estimée : 6

Mode d'impression : Noir et blanc Couleur

Saisissez votre commentaire ici! Les commentaires s'afficheront dans la partie Synthèse du rapport.

Enregistrer la sélection comme profil favori **Créer un fichier PDF**

4. Assistance

Si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Notre équipe d'assistance est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE. Vous pouvez communiquer avec nous de l'une des façons suivantes :

- Assistance Web : www.support.glooko.com
- Assistance par courriel : support@glooko.com
- Assistance par SMS : +1-650-720-5310



Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
États-Unis



Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Suède

Annexe 1 : Fonctionnalités complémentaires

Les fonctionnalités ci-dessous sont disponibles en tant qu'options complémentaires à votre abonnement à Population Tracker. Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour savoir comment ajouter ces fonctionnalités à votre compte Population Tracker, communiquez avec votre représentant de compte Glooko directement ou par courriel à l'adresse sales@glooko.com.

A.1. Gestion de cas

La fonctionnalité Gestion de cas fournit des interactions avec les patients et des options de suivi supplémentaires, notamment la possibilité d'ajouter des détails concernant l'état du patient.

Lorsque la fonctionnalité Gestion de cas est activée, des Indicateurs de contact et des États peuvent être ajoutés au compte des patients, visibles dans l'onglet Liste de patients sur votre compte Population Tracker.

Indicateurs de contact

Les indicateurs de contact s'affichent sur le compte d'un patient en fonction des critères d'indicateurs prédéfinis, notamment l'état en dehors de la plage d'objectifs des relevés, de la glycémie moyenne ou des valeurs de CGM moyennes, ou le fait qu'un patient n'ait pas procédé à une synchronisation à distance depuis plus de 30 jours. Survolez un indicateur d'appel pour afficher le ou les motifs pour lesquels l'indicateur est apparu. Ces paramètres peuvent être gérés au niveau de la population dans [Paramètres du prestataire](#) ou au niveau du patient dans [Réglages du patient](#). Les paramètres au niveau du patient prennent systématiquement le dessus sur les paramètres au niveau de la population.

État

Les statuts du patient sont utilisés pour fournir de l'information sur d'importantes mesures de suivi (notamment, visites à venir ou rappels pour examiner les données) associées au patient. Ces statuts peuvent être personnalisés et gérés au niveau de la population dans [paramètres du fournisseur](#).

A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*

Grâce au Mobile Insulin Dosing System (MIDS) de Glooko, les cliniciens peuvent créer une ordonnance d'insuline pour les personnes atteintes de diabète de type 2 qui commencent à prendre leur dose d'insuline à action prolongée ou qui ont besoin de la modifier. Après la configuration, l'application mobile de Glooko leur proposera, recommandera et rappellera automatiquement leurs réglages d'insuline en fonction de leur valeur glycémique à jeun et du plan de traitement mis en place par le clinicien.

MIDS n'est offert que pour les patients dont le prestataire de soins de santé prescrit le programme. Le MIDS est réservé à un usage sur ordonnance. MIDS est conçu pour fonctionner avec des valeurs glycémiques qui sont exprimées en mg/dl et ne peut pas être utilisé en toute sécurité avec des valeurs en mmol/l. Pour éviter tout danger, veuillez vous assurer que les lecteurs de glycémie utilisés avec le système Glooko sont réglés pour des valeurs de glycémie en mg/dl.

Lorsque la fonctionnalité MIDS est activée, un nouvel onglet MIDS s'affiche sur chaque compte de patient, et les états MIDS sont visibles dans la fenêtre Liste de patients sur votre compte Population Tracker.

Pour en savoir plus sur le MIDS, consultez le [Guide de l'utilisateur du MIDS du Glooko pour les cliniques](#).

** Uniquement disponible aux États-Unis pour le moment.*

A.3. DreaMed Advisor*

Grâce à une intégration dans DreaMed, les données Glooko sont traitées par DreaMed Advisor Pro, un algorithme exclusif conçu pour analyser les renseignements relatifs à la glycémie et à l'administration d'insuline d'un individu. En fonction de ces renseignements, DreaMed Advisor Pro peut recommander une mise à jour du profil de traitement par insuline, notamment de nouveaux débits basaux, de nouveaux ratios insuline/glucide et de nouveaux facteurs de sensibilité à l'insuline. DreaMed Advisor Pro peut également émettre des suggestions de modification de comportement, comme l'heure des bolus de repas et l'observance de l'administration des bolus.


Lorsque la fonctionnalité DreaMed Advisor est activée, un nouvel onglet Advisor s'affiche sur chaque compte de patient, et les notifications de recommandations Advisor sont visibles dans la fenêtre Liste de patients sur votre compte Population Tracker.

* Uniquement disponible aux États-Unis pour le moment.

A.4. Nouveau Population Tracker

Le nouveau Population Tracker fournit des options supplémentaires de filtrage et de suivi, notamment la capacité de créer des balises personnalisées et d'inviter des patients figurant à la liste de patients. La nouvelle liste des patients n'a plus que trois colonnes : **Nom**, **Dernière synchronisation** et **Balises**.

Si votre clinique a activé le nouveau Population Tracker, vous pouvez commuter entre l'ancienne version et la nouvelle liste de patients à partir de votre tableau de bord Population Tracker.



Balises personnalisées

À partir de la liste des patients, cliquez sur le **signe plus (+)** pour créer une balise personnalisée, ajouter une balise personnalisée existante ou ajouter une balise de prestataire. Si une balise de prestataire est appliquée, vous pouvez pointer sur la balise pour afficher le prénom et le nom de famille du prestataire.

Patient ▼	Dernière sync. ▼	Indicateurs
Lucy Test 1970-01-01 Renvoyer l'invitation	2 jours	+

Invitation à partir de la liste des patients

Les prestataires peuvent modifier les courriels aux patients, ainsi que les inviter ou les réinviter à Glooko à partir de la liste des patients.

Si un compte n'est pas activé, vous avez l'option d'**Inviter**. Cette commande déclenche l'envoi par courriel d'une demande d'activation au patient afin d'établir un compte Glooko personnel. Si une demande d'activation a été envoyée au patient, vous avez l'option de **Renvoyer l'invitation** ou de modifier une adresse courriel existante, ce qui déclenche l'envoi d'une autre demande. Une fois qu'un compte a été activé par un patient, vous n'avez plus la possibilité de modifier son adresse courriel.

Patient ▼	Dernière sync. ▼	Indicateurs
Lucy Test 1970-01-01	2 jours	+

A.5. Mellitus Health*

Insulin Insights™ de Mellitus Health est un programme automatisé de titrage d'insuline, approuvé par la FDA, qui émet des recommandations précises de dosage d'insuline selon les lectures de glycémie antérieures du patient et le traitement actuel à l'insuline. Grâce à notre collaboration avec Mellitus Health, vous pouvez prescrire des substances thérapeutiques numériques à votre patient, et ce, directement de votre Population Tracker.

Si la fonction de Mellitus Health est activée, vous pourrez accéder à la plateforme à partir du nouvel onglet Apps qui apparaîtra dans chaque compte de patient. Après avoir inscrit vos patients dans le programme, leurs données de glycémie et leur traitement à l'insuline seront transmis à Mellitus Health, et par la suite, les recommandations de dosage seront générées automatiquement.

REMARQUE : lorsque vous activez l'application de Mellitus Health, votre clinique vous fournira vos identifiants de compte permettant de vous connecter à la plateforme de Mellitus Health.

* Actuellement offert uniquement aux États-Unis.

A.6. Copier les statistiques*

La fonction Copier les statistiques vous permet de copier les principales données du patient (notamment, données démographiques du patient, détails de l'appareil, paramètres de la pompe et données de glycémie), si elles sont disponibles, dans le compte du patient en format de texte en clair.

Si la fonction Copier les statistiques est activée, vous pouvez cliquer sur le bouton **Copier les statistiques** qui s'affichera dans le coin supérieur droit des écrans Bilan et Dispositifs du compte du patient, afin de copier les informations de ces écrans sur votre bloc-notes.

Lucy Test Profil

Date de naissance : 1970-01-01 Diabète : Type 2 Télécharger le PDM Omnipod® **Copier les statistiques** Créer un rapport PDF

Période : 2 semaines ▼ Mesures : GL

REMARQUE : étant donné que cette fonction copie des renseignements de santé protégés (RSP) sur votre bloc-notes, Glooko vous recommande de suivre les politiques de votre organisation en ce qui a trait au traitement de ces renseignements.

** Actuellement offert uniquement aux États-Unis.*

A.7. Glooko Clinical Research


La fonctionnalité de la Glooko Clinical Research permet à votre clinique de surveiller les participants de recherche dans votre Population Tracker.

REMARQUE : Afin de conserver les comptes des participants de recherche de manière distincte de vos comptes de patients existants, votre clinique peut attribuer un nouveau ProConnect Code aux fins de recherche seulement et vos utilisateurs de la clinique devront utiliser des comptes distincts pour accéder à la plateforme. Afin que les participants de la recherche puissent partager leurs données, ils doivent utiliser l'une des deux méthodes ci-dessous :

1. Télécharger l'application mobile de la Glooko Clinical Research à l'aide du logiciel [Glooko Research Uploader](#).
2. Télécharger l'application mobile Glooko Clinical Research et se connecter avec votre code clinique de recherche ProConnect.

Identifiant du participant

Grâce à l'activation de la fonctionnalité de la Glooko Clinical Research, vous avez l'option d'inscrire l'**identifiant du participant** dans le cadre du processus de [création du compte patient](#). L'identifiant du participant peut être utilisé pour retracer vos participants de recherche. Vous avez également la possibilité d'effectuer une recherche par identifiant de participant dans le Population tracker.




Créer un compte Patient

Créer un compte Patient pour synchroniser ses données en clinique et les acheminer vers votre site au moyen de ProConnect.

Identifiant du participant (facultatif)

Sortie du patient

Dans les [réglages du patient](#), la section Nouveau compte vous permet de retirer le patient de l'étude de recherche clinique et de désactiver le compte.



Compte

Statut du patient

Actif

Désactiver le compte patient

Research Uploader


Grâce à l'utilisation de la Glooko Clinical Research, votre clinique peut accéder à Research Uploader— spécialement conçu pour télécharger les données de l'appareil du participant de recherche sur la plateforme de Glooko Clinical Research.

A.8. Vérification à 2 étapes

Cette fonction de vérification à 2 étapes permet à votre clinique d'exiger deux formes d'authentification pour les utilisateurs professionnels qui accèdent votre Population Tracker. Cela ajoute un niveau additionnel de sécurité pour votre clinique et les données de vos patients.

Lorsque cette fonction est activée, vos utilisateurs professionnels auront la possibilité d'activer ou de désactiver la vérification à 2 étapes dans **Réglages du fournisseur** > [Compte](#).

Après l'activation de cette fonction, l'utilisateur recevra un mot de passe à usage unique par courriel à inscrire lors de l'ouverture d'une session dans Population Tracker. L'utilisateur aura la possibilité de sauvegarder ce mot de passe à usage unique pendant 30 jours; autrement, un



Compte


Adresse de courriel drqa@example.com Modifier l'adresse de courriel	Mot de passe ***** Modifier le mot de passe	Langue Français canadien Modifier la langue
Vérification en 2 étapes Désactivé <input type="checkbox"/>		

nouveau mot de passe à usage unique sera requis chaque fois que l'utilisateur (trice) accèdera son compte.

REMARQUE : Les administrateurs ont aussi la capacité de gérer cette fonction de réglage pour l'ensemble des utilisateurs professionnels de votre clinique.

A.9. Ouverture de session unique

La fonction Ouverture de session unique permet à vos utilisateurs professionnels de se connecter à leurs comptes Population Tracker au moyen d'un service d'authentification sécurisé



The screenshot shows the Glooko login interface. At the top, the Glooko logo is displayed in white on a blue background, with the tagline 'Simplifie la gestion du diabète' below it. The main content area is white and titled 'Ouvrir une session'. It contains two input fields: 'Courriel (nom d'utilisateur)' and 'Mot de passe'. The password field has a toggle icon for visibility. Below the password field, there is a note: 'Au moins huit caractères, dont un chiffre et un caractère spécial (!@#)'. There are two links: 'Mot de passe oublié' and 'Vous n'avez pas reçu les instructions de déverrouillage?'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Ouvrir une session' (highlighted in blue) and 'Ouvrir une session avec SSO' (highlighted with an orange border). At the very bottom, there is a link: 'Vous n'avez pas de compte? S'inscrire sur Glooko ici'.

gérant l'accès à plusieurs applications. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les utilisateurs peuvent sélectionner Se connecter avec Ouverture de session unique sur l'écran de connexion Glooko, saisir les informations d'identification de leur compte Glooko et suivre les directives à l'écran pour se connecter à leurs comptes.

A.10. Programmes de soins

Les programmes de soins Glooko permettent à votre clinique de gérer plus efficacement votre population de patients en attribuant des programmes adaptés aux besoins spécifiques du diabète. Ces programmes vous fournissent, à vous et à vos patients, des ressources utiles pour comprendre leurs types uniques de diabète et des conseils sur l'utilisation de Glooko pour améliorer la prise en charge du diabète.

Avec les programmes de soins activés pour votre clinique, vous avez la possibilité d'attribuer des programmes aux patients à partir de Population Tracker. Une fois qu'un programme est attribué à un patient, ce dernier recevra un courriel comportant des instructions pour accéder au programme en ligne.

VEUILLEZ NOTER : Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre clinique doit utiliser [la nouvelle version du Population Tracker](#).


Annexe 2 : Fonctionnalités propre à l'appareil

B.1. Control-IQ

Les patients qui utilisent la pompe Tandem t:slim X2, en plus d'un appareil de contrôle continu, ont la possibilité d'activer la technologie appelée Control-IQ. Il s'agit d'une technologie hybride avancée dite en boucle fermée qui prédit et aide à prévenir les taux bas et élevés de glycémie. Grâce au Control-IQ, le patient peut permettre à la pompe d'ajuster automatiquement les taux d'insuline en fonction des lectures émises par l'appareil de contrôle continu.

Un patient qui a installé Control-IQ sur sa pompe peut choisir 4 différents modes :

- Control-IQ
- Repos
- Exercice
- Manuel



Dans l'application Web de Glooko, si un patient possède des données Control-IQ, celles-ci seront présentées sur la page de résumé sous forme de carte de renseignements intitulée **Détails du système**. La technologie Control-IQ figure également dans la vue journalière de la section **Graphiques**.