



Glooko[®] Uploader

Návod k použití – pro uživatele řešení Glooko

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Vyhledání zařízení | 4–5 |
| Všeobecné informace..... | 6 |
| Popis výrobku | 6 |
| Zamýšlené použití | 6 |
| Podporovaná zařízení | 6 |
| Upozornění | 6 |
| Kontraindikace..... | 6 |
| Návod k použití | 7 |
| Pacienti | 8 |
| Přihlášení k panelu MyGlooko na stránce https://my.glooko.com | 8 |
| Stažení instalačního souboru softwaru..... | 8 |
| Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění..... | 8 |
| Poskytovatelé zdravotní péče..... | 9 |
| Vyžádání odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader..... | 9 |
| Stažení instalačního souboru softwaru..... | 9 |
| Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění..... | 9 |
| Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče | 10 |
| Otevření softwaru Glooko Uploader..... | 10 |
| Přihlášení k účtu Glooko | 10 |
| Funkce softwaru Glooko Uploader | 11 |
| Nahrání dat o diabetu | 12 |
| Zobrazení dat o diabetu..... | 13 |
| Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu | 14 |

Vyhledání zařízení



Glukometr










Zařízení pro
kontinuální
monitorování
glukózy



Inzulínová
pumpa


Abbott

| | |
|--|----|
|  FreeStyle Freedom Lite..... | 14 |
|  FreeStyle InsuLinx | 14 |
|  FreeStyle Lite..... | 14 |
|  FreeStyle Optium Neo..... | 14 |
|  FreeStyle Precision Neo..... | 14 |
|  Precision Xtra | 14 |
|  Precision Xceed..... | 14 |


Acon Laboratories

| | |
|--|----|
|  On Call® Express..... | 14 |
|  On Call® Express II..... | 14 |
|  On Call® Express Voice | 14 |



AgaMatrix

| | |
|---|----|
|  WaveSense Jazz™..... | 14 |
|---|----|



Animas

| | |
|--|----|
|  OneTouch Ping (meter)..... | 14 |
|--|----|


















Animas

| | |
|---|----|
|  OneTouch Ping (pump)..... | 17 |
|  Vibe | 17 |

Arkray

| | |
|---|----|
|  GlucoCard Shine Connex | 14 |
|  GlucoCard Shine Express | 14 |
|  GlucoCard Shine XL | 14 |
|  ReliOn Premier Blu..... | 14 |
|  ReliOn Premier Classic..... | 14 |
|  ReliOn Premier Voice..... | 14 |



Ascensia (Bayer)

| | |
|--|----|
|  Breeze 2 | 15 |
|  Contour..... | 15 |
|  Contour Care..... | 15 |
|  Contour Fit..... | 15 |
|  Contour Link | 15 |
|  Contour Next..... | 15 |
|  Contour Next (Bluetooth) | 15 |
|  Contour Next One..... | 15 |
|  Contour Plus | 15 |
|  Contour Plus One..... | 15 |
|  Contour next EZ | 15 |
|  Contour next Link..... | 15 |
|  Contour next Link 2.4 | 15 |
|  Contour next USB..... | 15 |
|  Contour TS..... | 15 |
|  Contour XT..... | 15 |
|  Contour USB..... | 15 |






Dexcom

| | |
|--|----|
|  G4 Platinum..... | 17 |
|  G4 Platinum with Share..... | 17 |
|  G5..... | 17 |
|  Touchscreen Receiver (G5)..... | 17 |

GlucRx

| | |
|--|----|
|  Nexus..... | 15 |
|  Q..... | 15 |


i-SENS

| | |
|---|----|
|  alphacheck professional | 15 |
|  CareSens BGM/TEE2 | 15 |
|  CareSens N | 15 |
|  CareSens N POP..... | 15 |
|  CareSens N Voice..... | 15 |


Insulet

| | |
|---|----|
|  OmniPod®..... | 18 |
|  OmniPod® Dash™ System | 18 |


Intuity

| |
|---|
|  POGO® Automatic™ 15 |
|---|


LifeScan

| |
|---|
|  OneTouch Select Plus 15 |
| OneTouch Ultra 15 |
| OneTouch Ultra2 15 |
| OneTouch UltraEasy 15 |
| OneTouch UltraMini 15 |
| OneTouch Verio 15 |
| OneTouch Verio Flex 15 |
| OneTouch Verio IQ 15 |
| OneTouch Verio Reflect 15 |
| OneTouch Verio Sync 15 |


Medtronic

| |
|---|
|  630G 18 |
| 640G 18 |
| 670G 18 |


Menarini

| |
|---|
|  GlucoMen LX2 16 |
|---|

Prodigy



| |
|---|
|  AutoCode 16 |
|---|

Roche


| |
|---|
|  Accu-Chek Active 16 |
| Accu-Chek Aviva Connect 16 |
| Accu-Chek Aviva Combo 16 |
| Accu-Chek Aviva Expert 16 |
| Accu-Chek Aviva Insight 19 |
| Accu-Chek Aviva Nano 16 |
| Accu-Chek Aviva Plus Black 16 |
| Accu-Chek Aviva Plus Silver 16 |
| Accu-Chek Compact Plus 16 |
| Accu-Chek Guide 16 |
| Accu-Chek Guide Me 16 |
| Accu-Chek Instant 16 |

| |
|-------------------------------------|
| Accu-Chek Mobile (USB) 16 |
| Accu-Chek Nano 16 |
| Accu-Chek Performa 16 |
| Accu-Chek Performa Insight 19 |
| Accu-Chek Performa Nano 16 |


Roche

| |
|---|
|  Accu-Chek Aviva Insight 19 |
|  Accu-Chek Performa Insight 19 |

Sanofi

| |
|---|
|  BGStar 16 |
|---|

Tandem

| |
|---|
|  t:flex 18 |
|  t:slim 18 |
| t:slim G4 18 |
| t:slim X2 18 |

Trividia (Nipro)

| |
|--|
|  TRUE METRIX 16 |
| TRUE METRIX AIR 16 |
| TRUEresult 16 |
| TRUEyou mini 16 |

Všeobecné informace

Popis výrobku

Software Glooko Uploader® je určen jednotlivcům pro domácí použití i lékařům a zdravotníkům ve zdravotnických zařízeních a slouží k přenosu předdefinovaných dat z domácích monitorovacích zařízení do serverové databáze. Zařízení lze používat samostatně nebo v kombinaci se systémem Glooko.

Zamýšlené použití

Glooko je software pro správu dat určený pro použití v domácím prostředí i zdravotnických zařízeních, který pomáhá osobám s diabetem a jejich lékařům kontrolovat, analyzovat a vyhodnocovat data ze zařízení za účelem sestavení účinného plánu léčby diabetu. Řešení Glooko se připojuje ke kompatibilním zdravotnickým zařízením a monitorovacím přístrojům a umožňuje uživatelům přenést data do systému Glooko. Řešení Glooko nemá poskytovat doporučení ohledně léčby ani nemá sloužit jako náhrada odborné lékařské péče.

Podporovaná zařízení

Co všechno potřebujete:

1. kompatibilní glukometr, inzulinovou pumpu nebo zařízení pro kontinuální monitorování glukózy (CGM),
2. Počítač PC nebo Mac s některým z následujících operačních systémů:
 - Windows 8.1 (32bitová nebo 64bitová verze),
 - Windows 10 (32bitová nebo 64bitová verze),
 - macOS 10.14: Mojave,
 - macOS 10.15: Catalina,
 - macOS 11.0: Big Sur.
3. Software Glooko Uploader
4. Účet Glooko
5. Kabel pro synchronizaci nebo stahování dat ze zařízení dodaný s podporovaným zařízením pro diabetiky

Upozornění!

Systém Glooko přenášená data neměří, neinterpretuje ani na jejich základě nevydává žádná rozhodnutí a nemá poskytovat automatická doporučení ohledně léčby ani sloužit jako náhrada odborné lékařské péče. Veškeré lékařské diagnózy a léčba musejí probíhat pod dohledem příslušného poskytovatele zdravotní péče.

Kontraindikace


Žádné.

Návod k použití – Glooko Uploader

Chcete-li používat software Glooko Uploader, musíte si založit účet Glooko. Data nahraná pomocí softwaru Glooko Uploader se synchronizují s vaším účtem Glooko. K tomu se můžete kdykoli přihlásit pomocí přihlašovacích údajů Glooko. K synchronizaci dat se serverem Glooko je nutné připojení k internetu (přes Wi-Fi nebo mobilní data).

Pacienti:

- Informace o tom, jak software Glooko Uploader nainstalovat a jak jeho prostřednictvím nahrát data, najdete na další straně.



Poskytovatelé zdravotní péče

- Informace o tom, jak software Glooko Uploader nainstalovat a jak jeho prostřednictvím nahrát data, najdete na straně 9.



Pacienti

K přístupu na řídicí panel MyGlooko a stažení softwaru Glooko Uploader potřebujete mít založený účet Glooko. Do systému Glooko se můžete zaregistrovat pomocí mobilní aplikace Glooko pro iOS nebo Android. Můžete také kontaktovat **podporu společnosti Glooko** (<https://support.glooko.com>) a požádat o pomoc při zakládání účtu. Po vytvoření účtu Glooko postupujte podle následujících pokynů.

1 Přihlášení k panelu MyGlooko na stránce <https://my.glooko.com>

- Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo.
- Klepněte na tlačítko Přihlásit se.

POMOC S PŘIHLÁŠENÍM K VAŠEMU ÚČTU GLOOKO

• ZAPOMENUTÉ HESLO:

Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo potřebné k přihlášení, klepněte na položku **Zapomenuté heslo** a nechte si zaslát e-mail pro resetování hesla. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.


• ODEMKNUTÍ VAŠEHO ÚČTU:

Pokud pětkrát zadáte nesprávné heslo, váš účet se uzamkne. Na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu bude automaticky zaslán e-mail s pokyny k odemknutí účtu. Pokud tento e-mail neobdržíte, klikněte na položku **Nepřišli mi pokyny k odemknutí**. Budete přesměrováni na stránku pro odemknutí účtu. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.

2 Stažení instalačního souboru softwaru

Po přihlášení k řídicímu panelu MyGlooko si budete muset stáhnout instalační soubor.

- Klepněte na položku **Nastavení**.
- Přejděte do spodní části stránky a klikněte na položku **Získat Glooko Uploader**.
- Budete přesměrováni na obrazovku s tlačítky pro instalaci softwaru Glooko Uploader na počítači Mac nebo PC. Kliknutím na tlačítko Mac nebo PC stáhněte příslušný instalační soubor.



3 Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění

V závislosti na používaném webovém prohlížeči nebo operačním systému možná budete muset stažený instalační soubor vyhledat, případně se může zobrazit automaticky otevírané okno s výzvou ke spuštění souboru.

- Pokud používáte počítač **PC**, podívejte se do složky naposledy stažených souborů.
- Pokud používáte počítač **Mac**, vyhledejte v nástroji Finder složku stažených souborů.

Až soubor najdete, dvakrát na něj klikněte a postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce.

POZNÁMKA: Po dokončení instalace bude nutné restartovat počítač.

Poskytovatelé zdravotní péče

K používání softwaru Glooko Uploader budete potřebovat účet poskytovatele Glooko a předplatné s podporou softwaru Glooko Uploader. Budete také potřebovat konkrétní odkaz pro stažení softwaru Glooko Uploader. Požádejte o pomoc podporu společnosti Glooko (<https://support.glooko.com>).

1 Vyžádání odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader

Poskytovatelé zdravotní péče si musejí vyžádat odkaz pro stažení softwaru Glooko Uploader.

- Obratě se na podporu společnosti Glooko (<https://support.glooko.com>) a požádejte o poskytnutí odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader.

2 Stažení instalačního souboru softwaru

- Až dostanete e-mail s odkazem pro stažení softwaru z webu společnosti Glooko, klikněte na uvedený odkaz. Budete přeměrováni na obrazovku s tlačítky pro instalaci softwaru Glooko Uploader na počítači Mac nebo PC. Kliknutím na tlačítko Mac nebo PC stáhnete příslušný instalační soubor.



3 Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění

V závislosti na používaném webovém prohlížeči nebo operačním systému možná budete muset stažený instalační soubor vyhledat, případně se může zobrazit automaticky otevírané okno s výzvou ke spuštění souboru.

- Pokud používáte počítač **PC**, podívejte se do složky naposledy stažených souborů.
- Pokud používáte počítač **Mac**, vyhledejte v nástroji Finder složku stažených souborů.

Až soubor najdete, dvakrát na něj klikněte a postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce.

POZNÁMKA: Po dokončení instalace bude nutné restartovat počítač.

Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

Po instalaci softwaru Glooko Uploader (pokyny pro pacienty, pokyny pro poskytovatele zdravotní péče) a restartování počítače najdete na ploše (PC) nebo ve složce aplikací (Mac) ikonu softwaru Glooko Uploader.

4 Otevření softwaru Glooko Uploader

- Na ploše (PC) nebo ve složce aplikací (Mac) **najděte** ikonu softwaru Glooko Uploader.
- Spustíte program **dvojitým kliknutím** na ikonu softwaru Glooko Uploader.

POZNÁMKA: Před prvním spuštěním softwaru Glooko Uploader nezapomeňte restartovat počítač.




5 Přihlášení k účtu Glooko

Po otevření programu Glooko Uploader se budete muset přihlásit ke svému účtu Glooko.

- Zadejte svůj **e-mail nebo uživatelské jméno**.
- Zadejte své **heslo**.
- Klepněte na tlačítko **Přihlásit se**.

POMOC S PŘIHLÁŠENÍM K VAŠEMU ÚČTU GLOOKO


Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo potřebné k přihlášení, klikněte na položku **Zapomenuté heslo** a nechte si zaslat e-mail pro resetování hesla. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.




Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče


6 Funkce softwaru Glooko Uploader

ODHLÁŠENÍ OD VAŠEHO ÚČTU


- Od svého účtu Glooko se můžete odhlásit po klepnutí na tlačítko profilu  v pravém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Klepněte na možnost **Odhlásit**.

ZOBRAZENÍ ÚDAJŮ V PROFILU

- Údaje ve svém profilu můžete zobrazit po klepnutí na tlačítko profilu  v pravém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Otevře se okno s těmito údaji:
 - o vaše **jméno**,
 - o vaše **primární autorizované pracoviště** (poskytovatel zdravotní péče) a přidružený **kód ProConnect**,
 - o vaše **e-mailová adresa**.
- Klepněte na možnost **Odhlásit**.



ZOBRAZENÍ DALŠÍCH INFORMACÍ O SOFTWARU GLOOKO UPLOADER

- Další informace zobrazíte klepnutím na tlačítko informací  v levém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Zobrazí se okno s informacemi o podpoře produktu, popisem produktu a prohlášením o zamýšleném použití.



Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

7 Nahrání dat o diabetu

Po přihlášení do softwaru Glooko Uploader můžete nahrát data ze zařízení pro diabetiky.

PŘIHOJENÍ KABELU ZAŘÍZENÍ PRO DIABETIKY K POČÍTAČI

Jakmile se přihlásíte, software Glooko Uploader začne vyhledávat zařízení.

- Připojte k počítači příslušný kabel USB nebo infračervený (IR) kabel zařízení pro diabetiky.
- Jakmile počítač kabel rozpozná, počkejte ještě několik sekund, než dojde k rozpoznání kabelových ovladačů, a teprve pak připojte zařízení.



PŘIHOJENÍ ZAŘÍZENÍ PRO DIABETIKY KE KABELU

- Po připojení kabelu k počítači připojte ke kabelu zařízení pro diabetiky.
- Informace o tom, jaký kabel je k nahrání dat z vašeho zařízení pro diabetiky zapotřebí, zobrazíte kliknutím sem.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte kabel dodaný k vašemu zařízení pro diabetiky. Pokud potřebujete nový kabel, obraťte se na výrobce zařízení pro diabetiky.

- Po připojení zařízení pro diabetiky k počítači pomocí kabelu dodaného se zařízením začne zařízení nahrávat data pomocí softwaru Glooko Uploader.
- Pokud se zobrazí chyba, postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se tím potíže nevyřeší, požádejte o pomoc podporu společnosti Glooko.

POZNÁMKA: Při prvním nahrávání dat ze zařízení se může zobrazit výzva k ověření uživatelského účtu. Pokud se tak stane, zadejte své uživatelské jméno a heslo, aby se mohlo nahrávání dokončit a zařízení se přiřadilo k vašemu účtu.



Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

8 Zobrazení dat o diabetu


Po nahrání dat ze zařízení pro diabetiky pomocí softwaru Glooko Uploader se můžete na stránce <https://my.glooko.com> přihlásit ke svému účtu Glooko a tato data si zobrazit.

- **Pacienti:**
Další informace o webovém řídicím panelu MyGlooko najdete v dokumentu [Glooko pro osobní použití – stručná úvodní příručka](#) na stránce <https://support.glooko.com>.
- **Poskytovatelé zdravotní péče:**
Další informace o nástroji Population Tracker najdete v tomto dokumentu: [Glooko pro kliniky – stručná úvodní příručka](#) na stránce <https://support.glooko.com>.




Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu


Následují pokyny, jak pomocí softwaru diasend® Uploader nahrát data o diabetu. Pokud nejsou k zařízení přiloženy konkrétní pokyny k nahrání dat, stačí zařízení připojit k počítači PC/Mac pomocí dodaného kabelu USB a data se nahrají automaticky.








Glukometry – připojení pomocí kabelu USB






Glukometry – připojení pomocí kabelu USB



Glukometry – připojení pomocí kabelu USB

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Menarini</p> <p>GlucoMen LX2</p> | <p>Modrý kabel USB Menarini (3,5 mm)</p> |  | <p>Pokud se na měřiči zobrazí hlášení E-3, odpojte jej, počkejte, až displej zhasne, a pak měřič znovu připojte.</p> |
| <p>Trividia (Nipro)</p> <p>TRUEresult TRUE METRIX</p> <p>TRUE METRIX AIR TRUEyou mini</p> | <p>Kabel USB dokovací stanice Nipro</p> |  | <p>Připojte kabel a vložte měřič do dokovací stanice.</p> |
| <p>Prodigy</p> <p>AutoCode</p> | <p>Mini USB</p> |  | |
| <p>Roche Accu-Chek</p> <p>Active Aviva Connect Guide</p> <p>Guide Me Instant Mobile (USB)</p> | <p>Micro USB</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte kabel k počítači. 2. Nahrávání dat by se mělo zahájit do 20 sekund po připojení kabelu. Pokud se tak nestane, otevřete na měřiči hlavní nabídku. Přejděte na položky Moje data > Analýza v počítači > Přenos dat a znovu připojte měřič ke kabelu USB. (Nedržte stisknutá dvě tlačítka se šipkami.) |
| <p>Sanofi</p> <p>BGStar</p> | <p>Kabel USB Sanofi</p> |  | |

Glukometry – infračervené připojení


| | | |
|--|---|--|
| <p>Roche (IR)</p> <p>Accu-Chek Aviva Nano Accu-Chek Aviva Plus Black Accu-Chek Aviva Plus Silver Accu-Chek Nano Accu-Chek Performa Accu-Chek Perfoma Nano</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte infračervený kabel k počítači. 2. Když je měřič vypnutý, aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením obou tlačítek se šipkami, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky. |
| <p>Accu-Chek Compact Plus</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte infračervený kabel k počítači. 2. Aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením tlačítek S a M pod displejem, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky. |
| <p>Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Expert</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte infračervený kabel k počítači. 2. V hlavní nabídce přejděte na položku Moje data a vyberte možnost Přenos dat. |

Zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5)

Micro USB




Pokud se nahrávání nespustí, odpojte přijímač a výběrem položky **Vypnout** v nabídce jej vypněte. Znovu přijímač zapněte a připojte jej k počítači.

Inzulínové pumpy – infračervené připojení

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe



*ACTiSYS Li nebo Li2
Poznámka! Používáte-li operační systém Windows 8 nebo 10, musíte použít kabel ACTiSYS Li2.*

1. Pozastavte pumpu. (HLAVNÍ NABÍDKA, přejděte dolů na **Suspnd/Resum** (Pozastavit/obnovit) a stiskněte **OK** – bude zvýrazněna položka **Suspend** (Pozastavit).)
2. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Podržte pumpu otočenou zadní částí ke kabelu bezdrátového IR zařízení pro stahování Actisys.
4. Po dokončení přenosu: Obnovte chod pumpy (HLAVNÍ NABÍDKA, přejděte dolů na **Suspnd/Resum** (Pozastavit/obnovit) a stiskněte **OK** – bude zvýrazněna položka **Resume** (Obnovit).) Stiskněte tlačítko **OK**.

Kompatibilní infračervené kabely

Kabel ACTiSYS Li



Kompatibilní operační systémy:
macOS X: 10.14–11.0
Windows: neuplatňuje se

Kabel ACTiSYS Li2



Kompatibilní operační systémy:
macOS X: 10.14–11.0
Windows: 8, 10

Kabel Accu-Chek 360° (Realtyme)




Kompatibilní operační systémy:
macOS X: 10.14–11.0
Windows: 8, 10


Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Kompatibilní operační systémy:
macOS X: 10.14–11.0
Windows: 8, 10

 **Nemáte kabel?**
Obraťte se na výrobce svého zařízení pro diabetiky.

Inzulínové pumpy – připojení pomocí kabelu USB



Inzulínové pumpy – připojení pomocí infračerveného kabelu

Kompatibilní infračervené kabely


Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix



Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Roche
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Poznámka! Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.

1. Připojte k počítači kabel čtečky Smart Pix 2 a počkejte, až modrá kontrolka na čtečce Smart Pix 2 začne pomalu blikat.
2. Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.
3. V nabídce datamanažeru vyberte položku **Connect to PC** (Připojit k PC) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Ujistěte se, že je pumpa v dosahu datamanažeru.
5. Během přenosu dat ze zařízení do čtečky Smart Pix 2 svítí na čtečce Smart Pix 2 modrá kontrolka.
6. Když modrá kontrolka zhasne a čtečka Smart Pix 2 i zařízení vydají zvukový signál, znamená to, že byl zahájen přenos dat ze čtečky Smart Pix 2 do softwaru Glooko Uploader. Čtečku Smart Pix 2 ještě neodpojujte!
7. Počkejte, až software Glooko Uploader potvrdí úspěšné dokončení nahrávání.

CE



Glooko Inc
411 High Street
Palo Alto, CA 94301
USA



Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
ŠVÉDSKO

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>

www.glooko.com © 2021 Glooko Inc.

A2044v13A IFU_CZ_glooko_uploader (2021-06-29)

IFU-0039-13-CZ Rev 01

glooko[®]
BETTER TOGETHER