



Glooko[®] Uploader

Návod na použitie – pre používateľov systému Glooko

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Vyhľadanie zariadenia..... | 4 – 5 |
| Všeobecné informácie..... | 6 |
| Opis výrobku..... | 6 |
| Zamýšľané použitie..... | 6 |
| Podporované zariadenia..... | 6 |
| Výstrahy..... | 6 |
| Kontraindikácie..... | 6 |
| Návod na použitie | 7 |
| Pacienti | 8 |
| Prihlásenie sa na tabuli Dashboard v MyGlooko na adrese https://my.glooko.com | 8 |
| Stiahnutie inštalačného súboru softvéru | 8 |
| Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie..... | 8 |
| Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti..... | 9 |
| Vyžiadanie prepojenia na stiahnutie softvéru Glooko Uploader | 9 |
| Stiahnutie inštalačného súboru softvéru | 9 |
| Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie..... | 9 |
| Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti | 10 |
| Spustenie softvéru Glooko Uploader | 10 |
| Prihlásenie sa do účtu Glooko..... | 10 |
| Funkcie v softvéri Glooko Uploader..... | 11 |
| Nahratie údajov o ochorení diabetes..... | 12 |
| Zobrazenie údajov o ochorení diabetes..... | 13 |
| Kompatibilné zariadenia a prenosové metódy..... | 14 |



Glukomer



CGM



Inzulínová pumpa

Abbott

| | |
|------------------------------|----|
| FreeStyle Freedom Lite..... | 14 |
| FreeStyle InsuLinx | 14 |
| FreeStyle Lite..... | 14 |
| FreeStyle Optium Neo..... | 14 |
| FreeStyle Precision Neo..... | 14 |
| Precision Xtra | 14 |
| Precision Xceed..... | 14 |

Acon Laboratories

| | |
|------------------------------|----|
| On Call® Express..... | 14 |
| On Call® Express II..... | 14 |
| On Call® Express Voice | 14 |

AgaMatrix

| | |
|----------------------|----|
| WaveSense Jazz™..... | 14 |
|----------------------|----|

Animas

| | |
|-----------------------------|----|
| OneTouch Ping (meter) | 14 |
|-----------------------------|----|

Animas

| | |
|---------------------------|----|
| OneTouch Ping (pump)..... | 17 |
| Vibe | 17 |

Arkray

| | |
|-------------------------------|----|
| GlucoCard Shine Connex | 14 |
| GlucoCard Shine Express | 14 |
| GlucoCard Shine XL | 14 |
| ReliOn Premier Blu..... | 14 |
| ReliOn Premier Classic..... | 14 |
| ReliOn Premier Voice..... | 14 |

Ascensia (Bayer)

| | |
|--------------------------------|----|
| Breeze 2 | 15 |
| Contour..... | 15 |
| Contour Care..... | 15 |
| Contour Fit..... | 15 |
| Contour Link | 15 |
| Contour Next..... | 15 |
| Contour Next (Bluetooth) | 15 |
| Contour Next One..... | 15 |
| Contour Plus | 15 |
| Contour Plus One..... | 15 |
| Contour next EZ | 15 |
| Contour next Link..... | 15 |
| Contour next Link 2.4 | 15 |
| Contour next USB..... | 15 |
| Contour TS..... | 15 |
| Contour XT..... | 15 |
| Contour USB..... | 15 |

Dexcom

| | |
|--------------------------------|----|
| G4 Platinum..... | 17 |
| G4 Platinum with Share..... | 17 |
| G5..... | 17 |
| Touchscreen Receiver (G5)..... | 17 |

Glucorx

| | |
|------------|----|
| Nexus..... | 15 |
| Q..... | 15 |


i-SENS

| | |
|-------------------------------|----|
| alphacheck professional | 15 |
| CareSens BGM/TEE2 | 15 |
| CareSens N | 15 |
| CareSens N POP..... | 15 |
| CareSens N Voice..... | 15 |

Insulet

| | |
|-----------------------------|----|
| OmniPod®..... | 18 |
| OmniPod® Dash™ System | 18 |


Intuity

| |
|---|
|  POGO® Automatic™ 15 |
|---|


LifeScan

| |
|---|
|  OneTouch Select Plus 15 |
| OneTouch Ultra 15 |
| OneTouch Ultra2 15 |
| OneTouch UltraEasy 15 |
| OneTouch UltraMini 15 |
| OneTouch Verio 15 |
| OneTouch Verio Flex 15 |
| OneTouch Verio IQ 15 |
| OneTouch Verio Reflect 15 |
| OneTouch Verio Sync 15 |


Medtronic

| |
|---|
|  630G 18 |
| 640G 18 |
| 670G 18 |


Menarini

| |
|---|
|  GlucoMen LX2 16 |
|---|

Prodigy



| |
|---|
|  AutoCode 16 |
|---|

Roche


| |
|---|
|  Accu-Chek Active 16 |
| Accu-Chek Aviva Connect 16 |
| Accu-Chek Aviva Combo 16 |
| Accu-Chek Aviva Expert 16 |
| Accu-Chek Aviva Insight 19 |
| Accu-Chek Aviva Nano 16 |
| Accu-Chek Aviva Plus Black 16 |
| Accu-Chek Aviva Plus Silver 16 |
| Accu-Chek Compact Plus 16 |
| Accu-Chek Guide 16 |
| Accu-Chek Guide Me 16 |
| Accu-Chek Instant 16 |

| |
|-------------------------------------|
| Accu-Chek Mobile (USB) 16 |
| Accu-Chek Nano 16 |
| Accu-Chek Performa 16 |
| Accu-Chek Performa Insight 19 |
| Accu-Chek Performa Nano 16 |

Roche

| |
|---|
|  Accu-Chek Aviva Insight 19 |
|  Accu-Chek Performa Insight 19 |

Sanofi

| |
|---|
|  BGStar 16 |
|---|

Tandem

| |
|---|
|  t:flex 18 |
|  t:slim 18 |
| t:slim G4 18 |
| t:slim X2 18 |

Trividia (Nipro)

| |
|--|
|  TRUE METRIX 16 |
| TRUE METRIX AIR 16 |
| TRUEresult 16 |
| TRUEyou mini 16 |

Všeobecné informácie

Opis výrobku

Softvér Glooko Uploader® je určený pre jednotlivcov alebo zdravotníckych pracovníkov v domácnosti alebo v zdravotníckych zariadeniach na prenos preddefinovaných údajov z domácich monitorovacích zariadení do serverovej databázy. Zariadenie sa môže používať ako samostatný produkt alebo v kombinácii so systémom Glooko.

Zamýšľané použitie

Glooko je softvér na spravovanie údajov určený na použitie v domácnosti a profesionálnych zdravotníckych zariadeniach na pomoc osobám trpiacim ochorením diabetes a ich zdravotníckym pracovníkom pri kontrole, analýze a vyhodnocovaní údajov zo zariadenia na podporu účinného programu liečby ochorenia diabetes. Glooko sa pripája ku kompatibilným zdravotníckym pomôckam a monitorovacím prístrojom, aby umožnil používateľom prenášať údaje do systému Glooko. Úlohou zariadenia Glooko nie je poskytovať rozhodnutia o liečbe ani nahrádzať odborné stanovisko zdravotníckeho profesionála.

Podporované zariadenia

Jednotlivci budú na začiatok potrebovať tieto súčasti:

1. kompatibilný glukomer, inzulínovú pumpu alebo systém na kontinuálne monitorovanie glykémie (CGM),
2. PC alebo Mac s jedným z nasledujúcich operačných systémov (OS):
 - Windows 8.1 (32-bitová verzia a 64-bitová verzia)
 - Windows 10 (32-bitová verzia a 64-bitová verzia)
 - MacOS 10.14: Mojave
 - MacOS 10.15: Catalina
 - MacOS 11.0: Big Sur
3. softvér Glooko Uploader,
4. účet Glooko a
5. synchronizačný kábel alebo kábel na sťahovanie údajov, ktorý bol dodaný s podporovaným zariadením pre diabetikov.

Výstraha!

Glooko nemeria, neinterpretuje ani neprijíma rozhodnutia o údajoch, ktoré prenáša, nie je určený na poskytovanie automatizovaných rozhodnutí o liečbe, ani nenahrádza odborné stanoviská odborníka. Všetky lekárske diagnózy a liečebné postupy sa musia realizovať pod dohľadom príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Kontraindikácie


Žiadne.

Návod na použitie – Glooko Uploader

Ak chcete používať softvér Glooko Uploader, musíte si vytvoriť účet Glooko. Údaje nahrané pomocou softvéru Glooko Uploader sa zosynchronizujú s vaším účtom Glooko, ku ktorému máte prístup s prihlasovacími údajmi Glooko. Internet (WiFi alebo mobilná dátová sieť) je potrebný na synchronizáciu údajov so serverom Glooko.

Pacienti:

- Na nasledujúcej strane si prečítajte, ako nainštalovať a nahrať údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.



Poskytovatelia zdravotnej

- Na strane 9 si prečítajte, ako nainštalovať a nahrať údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.



Pacienti

Ak chcete získať prístup k tabuli Dashboard v MyGlooko a stiahnuť softvér Glooko Uploader, budete musieť mať založený účet Glooko. Do služby Glooko sa môžete zaregistrovať pomocou mobilnej aplikácie Glooko pre iOS alebo Android. Ak potrebujete poradiť pri vytváraní účtu, môžete tiež kontaktovať **technickú podporu spoločnosti Glooko** (<https://support.glooko.com>). Po vytvorení účtu Glooko postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

1 Prihláste sa na tabuli Dashboard v MyGlooko na adrese <https://my.glooko.com>

- Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.
- Ťuknite na položku Prihlásiť sa.


AKO ZÍSKAŤ POMOC S PRIHLÁSENÍM DO ÚČTU GLOOKO

ZABUDNUTÉ HESLO:

Ak si nepamätáte heslo na prihlásenie, ťuknite na položku **Zabudnuté heslo**, aby ste si vyžiadali e-mail na obnovenie hesla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.

ODBLOKOVANIE ÚČTU:


Ak ste heslo zadali nesprávne päťkrát, váš účet sa zablokuje. E-mail s pokynmi na odblokovanie sa automaticky odošle na e-mailovú adresu vášho účtu. Ak ste však nedostali e-mail, kliknite na položku **Nedostal som pokyny na odblokovanie** – budete presmerovaní na stránku odblokovania. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.



2 Stiahnutie inštalačného súboru softvéru

Po prihlásení na tabuli Dashboard v MyGlooko si budete musieť stiahnuť inštalačný súbor.

- Ťuknite na položku **Nastavenia**.
- Posuňte sa do dolnej časti stránky a kliknite na položku **Získať Glooko Uploader**.
- Budete presmerovaní na obrazovku s tlačidlami na inštaláciu softvéru Glooko Uploader pre Mac alebo PC. Kliknutím na tlačidlo Mac alebo PC si stiahnete inštalačný súbor.



3 Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie

V závislosti od webového prehliadača a operačného systému môže byť potrebné vyhľadať stiahnutý inštalačný súbor alebo sa môže zobrazíť kontextové okno so žiadosťou o spustenie súboru.

- Ak používate **PC**, pozrite sa do priečinka naposledy prevzatých súborov
- Ak používate **MAC**, pozrite sa do priečinka pre stiahnuté súbory vo Finderi

Keď sa vám súbor podarí nájsť, dvakrát naň kliknite a postupujte podľa pokynov na inštaláciu na obrazovke. **POZNÁMKA:** Na konci procesu inštalácie sa bude vyžadovať reštartovanie počítača.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Aby ste mohli používať softvér Glooko Uploader, budete potrebovať účet poskytovateľa Glooko a predplatné, ktoré podporuje softvér Glooko Uploader. Budete tiež potrebovať konkrétne prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Glooko (<https://support.glooko.com>).

1 Vyžiadanie prepojenia na stiahnutie softvéru Glooko Uploader

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia požiadať o prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader.

- Obráťte sa na technickú podporu Glooko (<https://support.glooko.com>) a požiadajte o prepojenie na stiahnutie softvéru Glooko Uploader.

2 Stiahnutie inštalačného súboru softvéru

- Keď dostanete prepojenie na stiahnutie softvéru od spoločnosti Glooko, kliknite na prepojenie vo vašom e-maile. Budete presmerovaní na obrazovku s tlačidlami na inštaláciu softvéru Glooko Uploader pre Mac alebo PC. Kliknutím na tlačidlo Mac alebo PC si stiahnete inštalačný súbor.



3 Vyhľadanie inštalačného súboru a jeho spustenie

V závislosti od webového prehliadača a operačného systému môže byť potrebné vyhľadať stiahnutý inštalačný súbor alebo sa môže zobrazíť kontextové okno so žiadosťou o spustenie súboru.

- Ak používate **PC**, pozrite sa do priečinka naposledy prevzatých súborov
- Ak používate **MAC**, pozrite sa do priečinka pre stiahnuté súbory vo Finderi

Keď sa vám súbor podarí nájsť, dvakrát naň kliknite a postupujte podľa pokynov na inštaláciu na obrazovke.

POZNÁMKA: Na konci procesu inštalácie sa bude vyžadovať reštartovanie počítača.

Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Po inštalácii softvéru Glooko Uploader (pokyny pre pacientov; pokyny pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) a reštartovaní počítača vyhľadajte ikonu Glooko Uploader buď na ploche (PC), alebo v priečinku Aplikácie (Mac).

4 Spustenie softvéru Glooko Uploader

- **Vyhľadajte** ikonu Glooko Uploader na ploche (PC) alebo v priečinku Aplikácie (Mac).
- **Dvojitým** kliknutím na ikonu Glooko Uploader spustíte program.

POZNÁMKA: Pred prvým spustením softvéru Glooko Uploader sa uistite, že ste reštartovali počítač.



5 Prihlásenie sa do účtu Glooko

Po spustení softvéru Glooko Uploader sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu Glooko.

- Zadajte svoj **e-mail alebo používateľské meno**
- Zadajte **heslo**
- Ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.

AKO ZÍSKAŤ POMOC S PRIHLÁSENÍM DO ÚČTU GLOOKO


Ak si nepamätáte heslo na prihlásenie, kliknite na položku **Zabudnuté heslo**, aby ste si vyžiadali e-mail na obnovenie hesla. Ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť aj na technickú podporu Glooko.

A screenshot of the Glooko Uploader login window. The window title is 'Glooko Uploader'. The main heading is 'PRIHLÁSENIE'. Below it is an information icon and text: 'Na nahranie údajov sa prihláste do účtu Glooko.' Below that, it asks 'Nemáte účet?' and provides instructions: 'Pacienti: Registrujte sa.' and 'Kliniky: Kontaktujte [Glooko podporu](#).' There are two input fields: one for 'E-mail alebo používateľské meno' and one for 'Heslo'. Below the fields is a link 'Zabudli ste heslo?'. At the bottom is a blue button labeled 'Prihlásenie'. The footer shows '©2021 Glooko Inc.'.


Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti


6 Funkcie v softvéri Glooko Uploader

ODHLÁSENIE SA Z ÚČTU


- Zo svojho účtu Glooko sa môžete odhlásiť ťuknutím na tlačidlo Profil  v pravom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Ťuknite na položku **Odhlásiť sa**


ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O PROFILE

- Informácie o profile môžete zobraziť ťuknutím na tlačidlo Profil  v pravom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Toto kontextové okno zahŕňa nasledujúce položky:
 - o Vaše **meno**
 - o Vaše **primárne autorizované pracovisko** (poskytovateľ **zdravotnej starostlivosti**) a súvisiaci kód **ProConnect**
 - o Vaša **e-mailová adresa**
- Ťuknite na položku **Odhlásiť sa**.



POZRITE SI ĎALŠIE INFORMÁCIE O SOFTVÉRI GLOOKO UPLOADER

- Ďalšie informácie môžete zobraziť ťuknutím na tlačidlo Informácie  v ľavom dolnom rohu softvéru Glooko Uploader.
- Toto kontextové okno obsahuje informácie o technickej podpore produktu, popis produktu a vyhlásenie o zamýšľanom použití.



Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti


7 Nahratie údajov o ochorení diabetes

Po prihlásení do softvéru Glooko Uploader môžete nahráť údaje zo svojho zariadenia pre diabetikov.

PRIPOJENIE KÁBLA ZARIADENIA PRE DIABETIKOV K POČÍTAČU

Po prihlásení začne softvér Glooko Uploader hľadať zariadenie.

- K počítaču pripojte príslušný USB kábel alebo infračervený kábel zariadenia pre diabetikov.
- Po rozpoznaní kábla počkajte niekoľko sekúnd, kým sa pred pripojením zariadenia rozpoznejú ovládače kábla.




PRIPOJENIE ZARIADENIA PRE DIABETIKOV KU KÁBLU

- Po pripojení kábla k počítaču ku káblu pripojte zariadenie pre diabetikov.
- Po kliknutí sem sa dozviete viac informácií o kábli, ktorý je potrebný na nahratie údajov zo zariadenia pre diabetikov.

POZNÁMKA: Uistite sa, že používate kábel, ktorý bol dodaný so zariadením pre diabetikov. Ak potrebujete získať nový kábel, obráťte sa na výrobcu zariadenia pre diabetikov.

- Po pripojení zariadenia pre diabetikov k počítaču pomocou kábla, ktorý bol dodaný so zariadením, zariadenie začne nahrávať údaje pomocou softvéru Glooko Uploader.
- Ak sa zobrazí chyba, chybu odstráňte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa naďalej vyskytujú problémy, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Glooko a požiadajte o pomoc.

POZNÁMKA: Pri prvom nahrávaní údajov zo zariadenia sa môže zobrazíť výzva na overenie používateľského účtu. Ak sa zobrazí táto výzva, zadajte svoje používateľské meno a heslo, aby ste dokončili nahrávanie a priradili zariadenie k vášmu účtu.



Pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

8 Zobrazenie údajov o ochorení diabetes


Po nahraní údajov zo zariadenia pre diabetikov pomocou softvéru Glooko Uploader môžete [údaje zobrazit na stránke https://my.glooko.com](https://my.glooko.com) po prihlásení sa do účtu Glooko.

- **Pacienti:**
Ďalšie informácie o webovej tabuli Dashboard v MyGlooko nájdete v dokumente [Glooko na osobné použitie – stručná príručka](https://support.glooko.com) na adrese <https://support.glooko.com>
- **Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti:**
Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikácii Population Tracker, pozrite si dokument: [Glooko pre kliniky – stručná príručka](https://support.glooko.com) na adrese <https://support.glooko.com>



Kompatibilné zariadenia a prenosové metódy


Nižšie sú uvedené pokyny, ako nahráť údaje o ochorení diabetes do systému Glooko pomocou aplikácie diasend® Uploader. Ak nie sú pre zariadenie dostupné výslovné pokyny na nahrávanie, stačí ho pripojiť k PC/Mac pomocou konkrétneho USB kábla a nahrávanie prebehne automaticky.








Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|---|
| Abbott | | | |
| FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite | USB kábel <i>Abbott FreeStyle</i> (2,5 mm) | |
| FreeStyle InsuLinx | FreeStyle Optium Neo | Micro USB | Upozorňujeme, že produkt FreeStyle Libre je v súčasnosti kompatibilný iba v Európe! |
| FreeStyle Precision Neo | | | |
| Precision Xceed | Precision Xtra | USB kábel <i>Abbott Xceed</i> | |
| Acon Laboratories | | | |
| On Call® Express | On Call® Express Voice | USB kábel <i>On Call</i> (2,5 mm) | |
| On Call® Express II | | | |
| Agamatrix | | | |
| WaveSense Jazz | | USB kábel <i>Agamatrix</i> | |
| Animas | | | |
| OneTouch Ping (meter) | | Mini USB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zariadenie pripojte k počítaču. 2. Stlačte tlačidlo napájania na meracom zariadení. |
| Arkray | | | |
| Glucocard Shine XL | | USB kábel <i>i.Sens</i> (2,5 mm) | Pripojte a stlačte ľubovoľné tlačidlo. |
| Glucocard Shine Connex | Glucocard Shine Express | Micro USB | |
| ReliOn Premier Blu (BLE) | ReliOn Premier Classic | USB kábel <i>i.Sens</i> (2,5 mm) | Pripojte a stlačte ľubovoľné tlačidlo. |
| ReliOn Premier Voice | | | |




Glukomery – pripojené pomocou USB kábla



Glukomery – pripojené pomocou USB kábla

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Menarini</p> <p>GlucoMen LX2</p> | <p>Modrý USB kábel <i>Menarini</i> (3,5 mm)</p> |  | <p>Ak sa na meracom zariadení zobrazí: E-3, odpojte ho, počkajte, kým sa displej nevypne, a potom znova pripojte meracie zariadenie.</p> |
| <p>Trividia (Nipro)</p> <p>TRUEresult TRUE METRIX AIR TRUE METRIX TRUEyou mini</p> | <p>USB kábel <i>Nipro.dock</i></p> |  | <p>Meracie zariadenie pripojte a umiestnite do dokovacej stanice.</p> |
| <p>Prodigy</p> <p>AutoCode</p> | <p>Mini USB</p> |  | |
| <p>Roche Accu-Chek</p> <p>Active Guide Me Aviva Connect Instant Guide Mobile (USB)</p> | <p>Micro USB</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zariadenie pripojte k počítaču. 2. Nahrávanie by sa malo spustiť do 20 sekúnd od pripojenia kábla. V opačnom prípade prejdite do hlavnej ponuky na meracom zariadení. Prejdite do položky Moje údaje > PC analýza > Prenos údajov a znova pripojte meracie zariadenie k USB káblu. <i>(Nedržte stlačené dve tlačidlá so šípkami.)</i> |
| <p>Sanofi</p> <p>BGStar</p> | <p>USB kábel <i>Sanofi</i></p> |  | |

Glukomery – s infračerveným pripojením


| | | |
|--|---|--|
| <p>Roche (IR)</p> <p>Accu-Chek Aviva Nano Accu-Chek Aviva Plus Black Accu-Chek Aviva Plus Silver Accu-Chek Nano Accu-Chek Performa Accu-Chek Perfoma Nano</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Infračervený kábel pripojte k počítaču. 2. Keď je meracie zariadenie vypnuté, aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním dvoch tlačidiel so šípkami, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky. |
| <p>Accu-Chek Compact Plus</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Infračervený kábel pripojte k počítaču. 2. Aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním tlačidiel S a M pod displejom, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky. |
| <p>Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Expert</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Infračervený kábel pripojte k počítaču. 2. V hlavnej ponuke prejdite do položky Moje údaje a vyberte položku Prenos údajov. |

CGM – pripojené pomocou USB kábla

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5)

Micro USB



Ak sa nahrávanie nespustí, odpojte prijímač a výberom položky **Vypnúť** v ponuke vypnite prijímač. Prijímač znova zapnite a pripojte ho k počítaču.

Inzulínové pumpy – s infračerveným pripojením



Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe



ACTiSYS Li alebo Li2
Poznámka! Ak používate Windows 8 alebo 10, bude potrebné použiť kábel ACTiSYS Li2.

1. Pozastavte pumpu. (HLAVNÁ PONUKA, prejdite do položky **Pozastaviť/obnoviť** a stlačte tlačidlo **OK**; položka **Pozastaviť** sa zvýrazní).
2. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pumpu umiestnite zadnou stranou k IR káblu na bezdrôtové stahovanie Actisys.
4. Po dokončení prenosu:
Obnovte činnosť pumpu (HLAVNÁ PONUKA, prejdite do položky **Pozastaviť/obnoviť** a stlačte tlačidlo **OK**; položka **Obnoviť** sa zvýrazní). Stlačte tlačidlo **OK**.



Kompatibilné infračervené káble

Kábel ACTiSYS – Li



Kompatibilné operačné systémy:
macOS X: 10.14 – 11.0
Windows: –

Kábel ACTiSYS – Li2



Kompatibilné operačné systémy:
macOS X: 10.14 – 11.0
Windows: 8, 10

Kábel Accu-Chek – 360° (Realtyme)



Kompatibilné operačné systémy:
macOS X: 10.14 – 11.0
Windows: 8, 10

Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix 2




Kompatibilné operačné systémy:
macOS X: 10.14 – 11.0
Windows: 8, 10



Chýba vám kábel?

Obráťte sa na výrobcu vášho konkrétneho zariadenia pre diabetikov.

Inzulínové pumpy – pripojené pomocou USB kábla



Inzulínové pumpy – pripojené pomocou infračervených káblov

Kompatibilné infračervené káble


Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix



Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Roche
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2

Poznámka! Mobilný telefón pumpy pripojte pomocou micro USB kábla k zariadeniu Smart Pix 2.

1. Kábel Smart Pix 2 pripojte k počítaču a počkajte, kým modrý indikátor na Smart Pix 2 nezačne pomaly blikať.
2. Mobilný telefón pripojte k Smart Pix 2 pomocou micro USB kábla.
3. V ponuke mobilného telefónu vyberte položku **Pripojiť k počítaču** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Uistite sa, že pumpa je v dosahu mobilného telefónu.
5. Modrý indikátor na Smart Pix 2 svieti, kým sa údaje prenášajú zo zariadenia do Smart Pix 2.
6. Modrý indikátor zhasne a Smart Pix 2 aj samotné zariadenie vydajú zvukový signál, ktorý informuje o tom, že údaje sa prenášajú zo Smart Pix 2 do softvéru Glooko Uploader. Smart Pix 2 ešte neodpájajte!
7. Počkajte, kým softvér Glooko Uploader nepotvrdí, že nahrávanie bolo úspešné.

CE



Glooko Inc
411 High Street
Palo Alto, CA 94301
USA



Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
ŠVÉDSKO

Podpora
help@glooko.com https://support.
glooko.com

www.glooko.com © 2021 Glooko Inc.

A2044v19A IFU_SK_glooko_uploader (2021-06-29)

IFU-0039-19-SK Rev 01

glooko[®]
BETTER TOGETHER