



# Glooko<sup>®</sup> Uploader


Instructions d'utilisation – utilisateurs de Glooko










# Table des matières

|   |            |
|---|------------|
| <b>Trouvez votre dispositif.....</b>  | <b>4-5</b> |
| <b>Renseignements généraux .....</b>  | <b>6</b>   |
| Description du produit .....  | 6          |
| Usage prévu .....   | 6          |
| Dispositifs pris en charge .....  | 6          |
| Avertissements.....   | 6          |
| Contre-indications.....   | 6          |
| <b>Instructions d'utilisation.....</b>  | <b>7</b>   |
| <b>Patients.....</b>  | <b>8</b>   |
| Connectez-vous à votre tableau de bord MyGlooko sur <a href="https://my.glooko.com">https://my.glooko.com</a> ..... | 8          |
| Téléchargez le fichier d'installation .....   | 8          |
| Localisez le fichier d'installation et exécutez le fichier .....  | 8          |
| <b>Prestataires de soins de santé .....</b>   | <b>9</b>   |
| Demandez un lien pour télécharger le logiciel Glooko Uploader .....   | 9          |
| Téléchargez le fichier d'installation .....   | 9          |
| Localisez le fichier d'installation et exécutez le fichier .....  | 9          |
| <b>Patients et prestataires de soins de santé .....</b>   | <b>10</b>  |
| Lancez le logiciel Glooko Uploader .....  | 10         |
| Connectez-vous à votre compte Glooko .....  | 10         |
| Fonctionnalités du Glooko Uploader.....   | 11         |
| Transférez les données liées au diabète.....  | 12         |
| Visionnez les données liées au diabète .....  | 13         |
| <b>Dispositifs compatibles et méthodes de transmission .....</b>  | <b>14</b>  |

# Trouvez votre dispositif




## Abbott

|  |    |
|--|----|
|  FreeStyle Freedom Lite.....  | 14 |
|  FreeStyle InsuLinx .....     | 14 |
|  FreeStyle Lite.....          | 14 |
|  FreeStyle Optium Neo.....    | 14 |
|  FreeStyle Precision Neo..... | 14 |
|  Precision Xtra .....         | 14 |
|  Precision Xceed.....         | 14 |


## Acon Laboratories

|  |    |
|--|----|
|  On Call® Express.....        | 14 |
|  On Call® Express II.....     | 14 |
|  On Call® Express Voice ..... | 14 |



## AgaMatrix

|   |    |
|---|----|
|  WaveSense Jazz™..... | 14 |
|---|----|

## Animas

|  |    |
|--|----|
|  OneTouch Ping (meter)..... | 14 |
|--|----|


















## Animas

|   |    |
|---|----|
|  OneTouch Ping (pump)..... | 17 |
|  Vibe .....                | 17 |

## Arkray

|   |    |
|---|----|
|  GlucoCard Shine Connex .....  | 14 |
|  GlucoCard Shine Express ..... | 14 |
|  GlucoCard Shine XL .....      | 14 |
|  ReliOn Premier Blu.....       | 14 |
|  ReliOn Premier Classic.....   | 14 |
|  ReliOn Premier Voice.....     | 14 |



## Ascensia (Bayer)

|  |    |
|--|----|
|  Breeze 2 .....                 | 15 |
|  Contour.....                   | 15 |
|  Contour Care.....              | 15 |
|  Contour Fit.....               | 15 |
|  Contour Link .....             | 15 |
|  Contour Next.....              | 15 |
|  Contour Next (Bluetooth) ..... | 15 |
|  Contour Next One.....          | 15 |
|  Contour Plus .....             | 15 |
|  Contour Plus One.....          | 15 |
|  Contour next EZ .....          | 15 |
|  Contour next Link.....         | 15 |
|  Contour next Link 2.4 .....    | 15 |
|  Contour next USB.....          | 15 |
|  Contour TS.....                | 15 |
|  Contour XT.....               | 15 |
|  Contour USB.....             | 15 |






## Dexcom

|  |    |
|--|----|
|  G4 Platinum.....               | 17 |
|  G4 Platinum with Share.....    | 17 |
|  G5.....                        | 17 |
|  Touchscreen Receiver (G5)..... | 17 |

## GlucoRx

|  |    |
|--|----|
|  Nexus..... | 15 |
|  Q.....     | 15 |


## i-SENS

|   |    |
|---|----|
|  alphacheck professional ..... | 15 |
|  CareSens BGM/TEE2 .....       | 15 |
|  CareSens N .....              | 15 |
|  CareSens N POP.....           | 15 |
|  CareSens N Voice.....         | 15 |

## Insulet

|   |    |
|---|----|
|  Omnipod®.....               | 18 |
|  Omnipod® Dash™ System ..... | 18 |


## Intuity

|   |
|---|
|  POGO® Automatic™ ..... 15 |
|---|


## LifeScan

|   |
|---|
|  OneTouch Select Plus ..... 15 |
| OneTouch Ultra ..... 15   |
| OneTouch Ultra2 ..... 15  |
| OneTouch UltraEasy ..... 15   |
| OneTouch UltraMini ..... 15   |
| OneTouch Verio ..... 15   |
| OneTouch Verio Flex ..... 15  |
| OneTouch Verio IQ ..... 15  |
| OneTouch Verio Reflect ..... 15   |
| OneTouch Verio Sync ..... 15  |


## Medtronic

|   |
|---|
|  630G ..... 18 |
| 640G ..... 18   |
| 670G ..... 18   |


## Menarini

|   |
|---|
|  GlucoMen LX2 ..... 16 |
|---|

## Prodigy



|   |
|---|
|  AutoCode ..... 16 |
|---|

## Roche


|   |
|---|
|  Accu-Chek Active ..... 16 |
| Accu-Chek Aviva Connect ..... 16  |
| Accu-Chek Aviva Combo ..... 16  |
| Accu-Chek Aviva Expert ..... 16   |
| Accu-Chek Aviva Insight ..... 19  |
| Accu-Chek Aviva Nano ..... 16   |
| Accu-Chek Aviva Plus Black ..... 16   |
| Accu-Chek Aviva Plus Silver ..... 16  |
| Accu-Chek Compact Plus ..... 16   |
| Accu-Chek Guide ..... 16  |
| Accu-Chek Guide Me ..... 16   |
| Accu-Chek Instant ..... 16  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Accu-Chek Mobile (USB) ..... 16     |
| Accu-Chek Nano ..... 16             |
| Accu-Chek Performa ..... 16         |
| Accu-Chek Performa Insight ..... 19 |
| Accu-Chek Performa Nano ..... 16    |


## Roche

|   |
|---|
|  Accu-Chek Aviva Insight ..... 19    |
|  Accu-Chek Performa Insight ..... 19 |

## Sanofi

|   |
|---|
|  BGStar ..... 16 |
|---|

## Tandem

|   |
|---|
|  t:flex ..... 18 |
|  t:slim ..... 18 |
| t:slim G4 ..... 18  |
| t:slim X2 ..... 18  |

## Trividia (Nipro)

|  |
|--|
|  TRUE METRIX ..... 16 |
| TRUE METRIX AIR ..... 16   |
| TRUEresult ..... 16  |
| TRUEyou mini ..... 16  |

# Renseignements généraux

## Description du produit

Glooko Uploader® est destiné à une utilisation par des individus ou des professionnels de santé à domicile ou au sein d'un établissement de soins de santé pour transférer des données prédéfinies d'un dispositif de surveillance à domicile vers une base de données sur serveur. L'appareil peut être utilisé comme produit autonome ou en combinaison avec le système Glooko.

## Usage prévu

Glooko est un logiciel de gestion de données destiné à être utilisé à domicile et dans un cadre professionnel pour aider les personnes atteintes de diabète et leurs professionnels de santé à examiner, analyser et évaluer les données des dispositifs afin de soutenir un programme efficace de gestion du diabète. Glooko se connecte aux dispositifs médicaux et aux trackers compatibles pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs données vers le système Glooko. Glooko n'est pas destiné à fournir des décisions de traitement ou à remplacer les conseils d'un professionnel de santé.

## Dispositifs pris en charge

Pour commencer, les individus auront besoin des éléments suivants :

1. Un lecteur de glycémie, une pompe à insuline ou un système de mesure continue du glucose (CGM) compatibles;
2. Un ordinateur PC ou Mac avec l'un des systèmes d'exploitation (SE) suivants :
  - Windows 8.1 (32 bits et 64 bits)
  - Windows 10 (32 bits et 64 bits)
  - macOS 10.14 : Mojave
  - macOS 10.15 : Catalina
  - macOS 11.0: Big Sur
3. Le logiciel Glooko Uploader;
4. Un compte Glooko; et
5. Le câble de synchronisation ou de téléchargement fourni avec le dispositif de suivi du diabète compatible.

## Avertissement !

Glooko ne mesure pas et n'interprète pas les données qu'il transmet, ne prend pas de décisions liées à ces données, et n'est pas prévu pour fournir des décisions automatiques liées au traitement ou remplacer le jugement d'un professionnel. Tous les diagnostics et traitements médicaux doivent être réalisés sous la surveillance et la supervision d'un professionnel de santé.

## Contre-indications


Aucune.

# Instructions d'utilisation – Glooko Uploader

Pour utiliser Glooko Uploader, vous devez d'abord créer un compte Glooko. Les données transférées à l'aide de Glooko Uploader seront synchronisées sur votre compte Glooko, auquel vous pouvez accéder en saisissant vos informations de connexion Glooko. La synchronisation de vos données sur le serveur Glooko nécessite Internet (réseau de transmission de données Wi-Fi ou cellulaire).

## Patients :

- Apprenez comment installer Glooko Uploader et l'utiliser pour transférer des données sur la page suivante.



---

## Prestataires de soins de santé :

- Apprenez comment installer Glooko Uploader et l'utiliser pour transférer des données sur la page 9.



# Patients

Pour accéder au tableau de bord MyGlooko et télécharger le logiciel Glooko Uploader, vous devez posséder un compte Glooko. Vous pouvez vous inscrire à Glooko depuis l'application mobile Glooko pour iOS ou Android. Vous pouvez également communiquer avec l'**assistance Glooko** (<https://support.glooko.com>) pour obtenir de l'aide pour la création d'un compte. Une fois que vous avez créé un compte Glooko, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

## 1 Connectez-vous à votre tableau de bord MyGlooko sur <https://my.glooko.com>

- Saisissez votre adresse de courriel et votre mot de passe.
- Tapez sur Se connecter.


### OBTENIR DE L'AIDE POUR VOUS CONNECTER À VOTRE COMPTE GLOOKO

#### MOT DE PASSE OUBLIÉ :

Si vous avez oublié votre mot de passe pour vous connecter, tapez sur **Mot de passe oublié** pour recevoir un courriel de réinitialisation du mot de passe. Suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez également communiquer avec l'assistance Glooko pour obtenir de l'aide.

#### DÉVERROUILLER VOTRE COMPTE :

Si vous avez entré votre mot de passe cinq fois incorrectement, votre compte sera verrouillé. Un courriel contenant des instructions de déverrouillage sera automatiquement envoyé à l'adresse courriel assignée à votre compte. Cependant, si vous n'avez pas reçu un courriel, cliquez sur **Vous n'avez pas reçu les instructions de déverrouillage?** – vous serez redirigé vers la page Déverrouiller. Suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez également communiquer avec l'assistance Glooko pour obtenir de l'aide.



## 2 Téléchargez le fichier d'installation

Une fois connecté à votre tableau de bord MyGlooko, vous devez télécharger le fichier d'installation.

- Tapez sur **Paramètres**.
- Faites défiler la page jusqu'en bas, puis cliquez sur **Obtenir Glooko Uploader**.
- Vous serez dirigé vers un écran avec des touches pour installer Glooko Uploader sur un Mac ou un PC. Cliquez sur la touche Mac ou PC pour télécharger le fichier d'installation.



## 3 Localisez le fichier d'installation et exécutez le fichier

Selon le navigateur Web et le système d'exploitation utilisés, il se peut que vous deviez rechercher le fichier d'installation téléchargé ou qu'une fenêtre contextuelle apparaisse vous demandant d'exécuter le fichier.

- Si vous utilisez un **PC**, regardez dans votre dossier de téléchargements récents
- Si vous utilisez un **Mac**, regardez dans le dossier des téléchargements dans Finder

Une fois que vous avez trouvé le fichier, double-cliquez dessus et suivez les instructions d'installation à l'écran.

**REMARQUE** : Vous devrez redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation.



# Prestataires de soins de santé

Pour utiliser le logiciel Glooko Uploader, vous devez posséder un compte Prestataire Glooko ainsi qu'un abonnement offrant un accès à Glooko Uploader. Vous devez également obtenir un lien spécial pour télécharger l'outil Glooko Uploader. Veuillez communiquer avec l'assistance Glooko (<https://support.glooko.com>) pour obtenir de l'aide.

## 1 Demandez un lien pour télécharger le logiciel Glooko Uploader

Les prestataires de soins de santé doivent demander un lien pour télécharger le logiciel Glooko Uploader.

- Veuillez communiquer avec l'assistance Glooko (<https://support.glooko.com>) pour obtenir un lien pour télécharger le logiciel Glooko Uploader.

## 2 Téléchargez le fichier d'installation

- Lorsque vous aurez reçu le lien pour télécharger le logiciel de Glooko, cliquez sur le lien dans votre courriel. Vous serez dirigé vers un écran avec des touches pour installer Glooko Uploader sur un Mac ou un PC. Cliquez sur la touche Mac ou PC pour télécharger le fichier d'installation.



## 3 Localisez le fichier d'installation et exécutez le fichier

Selon le navigateur Web et le système d'exploitation utilisés, il se peut que vous deviez rechercher le fichier d'installation téléchargé ou qu'une fenêtre contextuelle apparaisse vous demandant d'exécuter le fichier.

- Si vous utilisez un **PC**, regardez dans votre dossier de téléchargements récents
- Si vous utilisez un **Mac**, regardez dans le dossier des téléchargements dans Finder

Une fois que vous avez trouvé le fichier, double-cliquez dessus et suivez les instructions d'installation à l'écran.

**REMARQUE** : Vous devrez redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation.

# Patients et prestataires de soins de santé

Après avoir installé Glooko Uploader (instructions pour les patients; instructions pour les prestataires de soins de santé) et redémarré votre ordinateur, localisez l'icône Glooko Uploader soit sur votre bureau (PC), soit dans votre dossier Applications (Mac).

## 4 Lancez le logiciel Glooko Uploader

- **Localisez** l'icône Glooko Uploader sur votre bureau (PC) ou dans votre dossier Applications (Mac).
- **Double-cliquez** sur l'icône Glooko Uploader pour démarrer le programme.

**REMARQUE** : Assurez-vous que vous avez redémarré votre ordinateur avant de lancer Glooko Uploader pour la première fois.



## 5 Connectez-vous à votre compte Glooko

Une fois le programme Glooko Uploader ouvert, vous devez vous connecter à votre compte Glooko.

- Saisissez votre **courriel ou nom d'utilisateur**
- Saisissez votre **mot de passe**
- Tapez sur **Se connecter**.

### OBTEINIR DE L'AIDE POUR VOUS CONNECTER À VOTRE COMPTE GLOOKO


Si vous avez oublié votre mot de passe pour vous connecter, cliquez sur **Mot de passe oublié?** pour recevoir un courriel de réinitialisation du mot de passe. Vous pouvez également communiquer avec l'assistance Glooko pour obtenir de l'aide.

### OUVRIR UNE SESSION

**i** Pour téléverser des données, veuillez vous connecter à votre compte Glooko.

Vous n'avez pas de compte?  
Patients : [inscrivez-vous](#).  
Cliniques : Contactez [Glooko Support](#).






[Mot de passe oublié?](#)

©2019 Glooko Inc.


# Patients et prestataires de soins de santé


## 6 Fonctionnalités du Glooko Uploader

### VOUS DÉCONNECTER DE VOTRE COMPTE


- Vous pouvez vous déconnecter de votre compte Glooko en tapant sur le bouton de Profil  dans le coin inférieur droit du Glooko Uploader.
- Tapez sur **Se déconnecter**

### VOIR LES INFORMATIONS DE VOTRE PROFIL

- Vous pouvez voir les informations de votre profil en tapant sur le bouton de Profil  dans le coin inférieur droit du Glooko Uploader.
- Cette fenêtre contextuelle comprend :
  - o Votre **nom**
  - o Votre **principal site autorisé** (prestataire de soins de santé) et le **code ProConnect** associé
  - o Votre **adresse de courriel**
- Tapez sur **Se déconnecter**.



### VOIR PLUS D'INFORMATIONS SUR GLOOKO UPLOADER

- Vous pouvez voir plus d'informations en tapant sur le bouton Info  dans le coin inférieur gauche du Glooko Uploader.
- Cette fenêtre contextuelle comprend des informations sur le soutien technique du produit, la description du produit et l'énoncé sur l'utilisation prévue.



# Patients et prestataires de soins de santé

## 7 Transférez les données liées au diabète

Une fois connecté à Glooko Uploader, vous pouvez importer les données de votre dispositif de suivi du diabète.

### CONNECTEZ LE CÂBLE DU DISPOSITIF DE SUIVI DU DIABÈTE À L'ORDINATEUR

Une fois connecté, Glooko Uploader commencera la recherche d'un dispositif.

- Connectez le câble USB ou infrarouge (IR) approprié pour le dispositif de suivi de diabète à l'ordinateur.
- Une fois le câble reconnu, attendez quelques secondes que les pilotes du câble soient reconnus avant de connecter votre dispositif.



### CONNECTEZ LE DISPOSITIF DE SUIVI DE DIABÈTE AU CÂBLE

- Après avoir connecté le câble à l'ordinateur, connectez le dispositif de suivi du diabète au câble.
- Cliquez ici pour savoir quel câble est requis pour transférer les données de votre dispositif de suivi du diabète.

**REMARQUE :** Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec votre dispositif de suivi du diabète. Si vous avez besoin d'un nouveau câble, veuillez communiquer avec le fabricant de votre dispositif de suivi du diabète.

- Après avoir connecté le dispositif de suivi du diabète à votre ordinateur à l'aide du câble fourni avec le dispositif, ce dernier commencera à transférer des données à l'aide du Glooko Uploader.
- Si vous recevez un message d'erreur, veuillez suivre les instructions à l'écran pour résoudre l'erreur. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec l'assistance Glooko pour obtenir de l'aide.

**REMARQUE :** Lors du premier transfert de données à partir de votre dispositif, vous devrez peut-être valider votre compte utilisateur. Si vous y êtes invité, veuillez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de pouvoir terminer le transfert et attribuer le dispositif à votre compte.



# Patients et prestataires de soins de santé

## 8 Visionnez les données liées au diabète

Après avoir transféré les données du dispositif de suivi du diabète à l'aide du Glooko Uploader, vous pouvez consulter les données sur

<https://my.glooko.com>

en vous connectant à votre compte Glooko.

- **Patients :**

Pour en savoir plus sur le tableau de bord MyGlooko Web, veuillez consulter le

[Glooko® pour utilisation personnelle - Guide de démarrage rapide](#)

sur <https://support.glooko.com>

- **Prestataires de soins de santé :**

Pour en savoir plus sur le Population Tracker, veuillez consulter le :


[Glooko® pour les cliniques - Guide de démarrage rapide](#)

sur <https://support.glooko.com>



# Dispositifs compatibles et méthodes de transmission

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour transférer les données liées au diabète à Glooko à l'aide du diasend® Uploader. À moins que des instructions explicites soient fournies pour le dispositif, il vous suffit de le connecter au PC/Mac à l'aide de son câble USB spécifique et le transfert se fera automatiquement.



## Lecteurs de glycémie – connectés avec un câble USB

### Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite

Câble USB Abbott FreeStyle  
(2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx  
FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Precision Xceed | Precision Xtra

Câble USB Abbott Xceed



Veillez noter que le FreeStyle Libre est actuellement compatible uniquement en Europe!

### Acon Laboratories

On Call® Express  
On Call® Express II | On Call® Express Voice

Câble USB On Call  
(2,5 mm)



### Agamatrix

WaveSense Jazz

Câble USB Agamatrix



### Animas

OneTouch Ping (meter)

Mini USB



1. Connectez-le à votre ordinateur
2. Appuyez sur le bouton de mise sous tension du glucomètre.

### Arkray

Glucocard Shine XL

Câble USB i-Sens  
(2,5 mm)



Connectez le lecteur et appuyez sur n'importe quel bouton.

Glucocard Shine Connex  
Glucocard Shine Express

Micro USB




ReliOn Premier Blu (BLE)  
ReliOn Premier Classic  
ReliOn Premier Voice

Câble USB i-Sens  
(2,5 mm)








Connectez le lecteur et appuyez sur n'importe quel bouton.




# Lecteurs de glycémie – connectés avec un câble USB



# Lecteurs de glycémie – connectés avec un câble USB

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>Menarini</b></p> <p>GlucoMen LX2</p>  |  | <p>Si le lecteur affiche : <b>E-3</b>, déconnectez-le, patientez jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis reconnectez-le.</p> |  |
| <p><b>Trividia (Nipro)</b></p> <p>TRUEresult   TRUE METRIX AIR<br/>TRUE METRIX   TRUEyou mini</p>           | <p>Câble USB Nipro dock</p>  |   | <p>Connectez et installez le lecteur dans la station de connexion.</p>   |
| <p><b>Prodigy</b></p> <p>AutoCode</p>   | <p>Mini USB</p>  |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez-le à votre ordinateur.</li> <li>2. Le téléchargement devrait commencer dans les 20 secondes suivant la connexion du câble. Sinon, allez au menu principal sur le lecteur. Sélectionnez <b>My data</b> (Mes données) &gt; <b>PC analysis</b> (Analyse du PC) &gt; <b>Data Transfer</b> (Transfert des données), et reconnectez le glucomètre au câble USB. (<i>Veuillez ne pas maintenir les deux boutons fléchés enfoncés.</i>)</li> </ol> |
| <p><b>Roche Accu-Chek</b></p> <p>Active   Guide Me<br/>Aviva Connect   Instant<br/>Guide   Mobile (USB)</p> | <p>Micro USB</p>   |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez-le à votre ordinateur.</li> <li>2. Le téléchargement devrait commencer dans les 20 secondes suivant la connexion du câble. Sinon, allez au menu principal sur le lecteur. Sélectionnez <b>My data</b> (Mes données) &gt; <b>PC analysis</b> (Analyse du PC) &gt; <b>Data Transfer</b> (Transfert des données), et reconnectez le glucomètre au câble USB. (<i>Veuillez ne pas maintenir les deux boutons fléchés enfoncés.</i>)</li> </ol> |
| <p><b>Sanofi</b></p> <p>BGStar</p>  | <p>Câble USB Sanofi</p>  |    |  |

# Lecteurs de glycémie – avec connexion infrarouge

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Roche (IR)</b></p> <p>Accu-Chek Aviva Nano<br/>Accu-Chek Aviva Plus Black<br/>Accu-Chek Aviva Plus Silver<br/>Accu-Chek Nano<br/>Accu-Chek Performa<br/>Accu-Chek Perfoma Nano</p> |  <p>ACTISYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez le câble IR à votre ordinateur.</li> <li>2. En gardant votre lecteur éteint, activez la transmission IR en appuyant sur les deux boutons fléchés et en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux flèches apparaissent à l'écran.</li> </ol> |
| <p>Accu-Chek Compact Plus</p>  |  <p>ACTISYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez le câble IR à votre ordinateur.</li> <li>2. Activez la transmission IR en appuyant sur les boutons <b>S</b> et <b>M</b> situés sous l'écran et en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux flèches apparaissent.</li> </ol>                |
| <p>Accu-Chek Aviva Combo<br/>Accu-Chek Aviva Expert</p>  |  <p>ACTISYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez le câble IR à votre ordinateur.</li> <li>2. Dans le menu principal, accédez à <b>My data</b> (Mes données) et sélectionnez <b>Data transfer</b> (Transfert des données).</li> </ol>   |




## CGM – connectés avec un câble USB

**Dexcom**

G4 Platinum  
G4 Platinum with Share  
G5  
Touchscreen Receiver (G5)

Micro USB



Si l'importation ne démarre pas, déconnectez le récepteur et sélectionnez Shutdown (Arrêt) dans le menu pour l'éteindre. Rallumez le récepteur, puis connectez-le à l'ordinateur.

## Pompes à insuline – avec connexion infrarouge

**Animas (IR)**





OneTouch Ping  
Vibe




ACTiSYS Li ou Li2  
Remarque! Si vous utilisez Windows 8 ou 10, vous devez utiliser le câble ACTiSYS Li2.


1. Arrêtez la pompe. (MENU PRINCIPAL, faites défiler jusqu'à **Suspnd/Resum** et appuyez sur **OK**; **Suspend** est mis en surbrillance).
2. Appuyez sur **OK**.
3. Positionnez la pompe en orientant sa partie arrière vers l'adaptateur câblé IR Actisys.
4. Lorsque la transmission est terminée : Réactivez la pompe (MENU PRINCIPAL, faites défiler jusqu'à **Suspnd/Resum** et appuyez sur **OK**; **Resume** est mis en surbrillance). Appuyez sur **OK**.

## Câbles infrarouges compatibles

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>Câble ACTiSYS – Li</b></p>  <p><b>Systèmes d'exploitation compatibles :</b><br/>macOS X : 10.13–10.15<br/>Windows : N/A</p> | <p><b>Câble ACTiSYS – Li2</b></p>  <p><b>Systèmes d'exploitation compatibles :</b><br/>macOS X : 10.13–10.15<br/>Windows : 8 et 10</p> | <p><b>Câble Accu-Chek – 360°<br/>(Realtyme)</b></p>  <p><b>Systèmes d'exploitation compatibles :</b><br/>macOS X : 10.13–10.15<br/>Windows : 8 et 10</p> | <p><b>Câble Roche Accu-Chek<br/>Smart Pix 2</b></p>  <p><b>Systèmes d'exploitation compatibles :</b><br/>macOS X : 10.13–10.15<br/>Windows : 8 et 10</p> |
|--|---|--|---|

 **Câble manquant?**  
Veuillez communiquer avec le fabricant de votre dispositif de suivi du diabète spécifique.

# Pompes à insuline – connectées avec un câble USB



# Pompes à insuline - connectées avec un câble infrarouge


Câbles infrarouges compatibles

Câble Roche Accu-Chek Smart Pix

Câble Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Roche  
Accu-Chek Aviva Insight  
Accu-Chek Performa Insight



**Smart Pix 2**  
Remarque ! Connectez le lecteur de votre pompe au Smart Pix 2 avec un câble micro USB.

1. Connectez le câble Smart Pix 2 à votre ordinateur et attendez que le voyant bleu sur le Smart Pix 2 commence à clignoter lentement.
2. Connectez le lecteur au Smart Pix 2 avec un câble micro USB.
3. Dans le menu du lecteur, sélectionnez **Connect to PC** et appuyez sur **OK**.
4. Assurez-vous que la pompe est à la portée du lecteur.
5. Le voyant bleu sur le Smart Pix 2 est allumé durant la transmission de données à partir du lecteur vers le Smart Pix 2.
6. Le voyant bleu s'éteint et Smart Pix 2 et le lecteur émettent tous deux un son pour indiquer que la transmission de données à partir de Smart Pix 2 vers Uploader s'effectue. Ne déconnectez pas encore le Smart Pix 2 !
7. Attendez que Uploader indique que le téléchargement a réussi.

CE



Glooko Inc  
411 High Street  
Palo Alto, CA 94301  
USA



Glooko AB  
Nellickevägen 20  
SE-412 63 Göteborg  
SWEDEN

Assistance Canada  
support@glooko.com  
<https://support.glooko.com>

[www.glooko.com](http://www.glooko.com) © 2021 Glooko Inc.

A2044v12M IFU\_Fr-Ca\_glooko\_uploader (2020-06-29) IFU-0039-12-FR-CA Rev 13

**glooko**<sup>®</sup>  
BETTER TOGETHER