



Glooko[®] Uploader

Οδηγίες χρήσης – για χρήστες Glooko








glooko[®]
BETTER TOGETHER

Περιεχόμενα

Εύρεση της συσκευής σας.....	4-5
Γενικές πληροφορίες	6
Περιγραφή προϊόντος	6
Προβλεπόμενη χρήση	6
Υποστηριζόμενες συσκευές	6
Προειδοποιήσεις.....	6
Αντενδείξεις	6
Οδηγίες χρήσης	7
Ασθενείς.....	8
Συνδεθείτε στον πίνακα εργαλείων MyGlooko στη διεύθυνση https://my.glooko.com	8
Λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού.....	8
Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο.....	8
Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης	9
Ζητήστε έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το λογισμικό Glooko Uploader	9
Λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού.....	9
Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο.....	9
Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης.....	10
Άνοιγμα του λογισμικού Glooko Uploader.....	10
Σύνδεση στον λογαριασμό σας στο Glooko	10
Χαρακτηριστικά του Glooko Uploader	11
Μεταφόρτωση δεδομένων διαβήτη.....	12
Προβολή δεδομένων διαβήτη.....	13
Συμβατές συσκευές και μέθοδοι μετάδοσης	14




Abbott

 FreeStyle Freedom Lite.....	14
 FreeStyle InsuLinx	14
 FreeStyle Lite.....	14
 FreeStyle Optium Neo.....	14
 FreeStyle Precision Neo.....	14
 Precision Xtra	14
 Precision Xceed.....	14


Acon Laboratories

 On Call® Express.....	14
 On Call® Express II.....	14
 On Call® Express Voice	14


AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	14
---	----

Animas

 OneTouch Ping (meter).....	14
--	----


















Animas

 OneTouch Ping (pump).....	17
 Vibe	17

Arkray

 GlucoCard Shine Connex	14
 GlucoCard Shine Express	14
 GlucoCard Shine XL	14
 ReliOn Premier Blu.....	14
 ReliOn Premier Classic.....	14
 ReliOn Premier Voice.....	14



Ascensia (Bayer)

 Breeze 2	15
 Contour.....	15
 Contour Care.....	15
 Contour Fit.....	15
 Contour Link	15
 Contour Next.....	15
 Contour Next (Bluetooth)	15
 Contour Next One.....	15
 Contour Plus	15
 Contour Plus One.....	15
 Contour next EZ	15
 Contour next Link.....	15
 Contour next Link 2.4	15
 Contour next USB.....	15
 Contour TS.....	15
 Contour XT.....	15
 Contour USB.....	15






Dexcom

 G4 Platinum.....	17
 G4 Platinum with Share.....	17
 G5.....	17
 Touchscreen Receiver (G5).....	17

GlucRx

 Nexus.....	15
 Q.....	15


i-SENS

 alphacheck professional	15
 CareSens BGM/TEE2	15
 CareSens N	15
 CareSens N POP.....	15
 CareSens N Voice.....	15


Insulet

 Omnipod®.....	18
 Omnipod® Dash™ System	18


Intuity

 POGO® Automatic™ 15


LifeScan

 OneTouch Select Plus 15
OneTouch Ultra 15
OneTouch Ultra2 15
OneTouch UltraEasy 15
OneTouch UltraMini 15
OneTouch Verio 15
OneTouch Verio Flex 15
OneTouch Verio IQ 15
OneTouch Verio Reflect 15
OneTouch Verio Sync 15


Medtronic

 630G 18
640G 18
670G 18


Menarini

 GlucoMen LX2 16

Prodigy



 AutoCode 16

Roche


 Accu-Chek Active 16
Accu-Chek Aviva Connect 16
Accu-Chek Aviva Combo 16
Accu-Chek Aviva Expert 16
Accu-Chek Aviva Insight 19
Accu-Chek Aviva Nano 16
Accu-Chek Aviva Plus Black 16
Accu-Chek Aviva Plus Silver 16
Accu-Chek Compact Plus 16
Accu-Chek Guide 16
Accu-Chek Guide Me 16
Accu-Chek Instant 16

Accu-Chek Mobile (USB) 16
Accu-Chek Nano 16
Accu-Chek Performa 16
Accu-Chek Performa Insight 19
Accu-Chek Performa Nano 16


Roche

 Accu-Chek Aviva Insight 19
 Accu-Chek Performa Insight 19

Sanofi

 BGStar 16

Tandem

 t:flex 18
 t:slim 18
t:slim G4 18
t:slim X2 18

Trividia (Nipro)

 TRUE METRIX 16
TRUE METRIX AIR 16
TRUEresult 16
TRUEyou mini 16

Γενικές πληροφορίες

Περιγραφή προϊόντος

Το Glooko Uploader® ενδείκνυται για χρήση από άτομα ή επαγγελματίες υγείας στο σπίτι ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για τη μεταφορά προκαθορισμένων δεδομένων από συσκευές παρακολούθησης στο σπίτι σε μια βάση δεδομένων διακομιστή. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο προϊόν ή σε συνδυασμό με ένα Σύστημα Glooko.

Προβλεπόμενη χρήση

Το Glooko είναι ένα λογισμικό διαχείρισης δεδομένων που προορίζεται για χρήση σε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον για να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη και τους επαγγελματίες υγείας στον έλεγχο, την ανάλυση και την αξιολόγηση δεδομένων από συσκευές για την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης του διαβήτη. Το Glooko συνδέεται με συμβατές ιατρικές συσκευές και πομπούς για να επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν τα δεδομένα τους στο σύστημα της Glooko. Το Glooko δεν προορίζεται για λήψη αποφάσεων θεραπευτικής αγωγής ή για χρήση ως υποκατάστατο των συμβουλών του επαγγελματία υγείας.

Υποστηριζόμενες συσκευές

Για να ξεκινήσετε, οι μεμονωμένοι χρήστες θα χρειαστούν:

1. Ένα συμβατό μετρητή γλυκόζης αίματος, αντλία ινσουλίνης ή συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης (CGM),
2. Υπολογιστή τύπου PC ή Mac με ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα (OS):
 - Windows 8.1 (32 bit και 64 bit)
 - Windows 10 (32 bit και 64 bit)
 - macOS 10.14: Mojave
 - macOS 10.15: Catalina
 - macOS 11.0: Big Sur
3. Το λογισμικό Glooko Uploader.
4. Έναν λογαριασμό Glooko, και
5. Το καλώδιο συγχρονισμού ή λήψης που συνοδεύει την υποστηριζόμενη συσκευή διαβήτη.

Προειδοποίηση!

Το Glooko δεν μετρά, δεν ερμηνεύει και δεν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα δεδομένα που μεταφέρει, ούτε προορίζεται να παρέχει αυτοματοποιημένες αποφάσεις θεραπείας ή να αντικαθιστά την κρίση ενός επαγγελματία υγείας. Όλες οι ιατρικές διαγνώσεις και οι θεραπείες πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη και την παρακολούθηση κατάλληλου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

Αντενδείξεις


Καμία.

Οδηγίες χρήσης – Glooko Uploader

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Glooko για να χρησιμοποιήσετε το Glooko Uploader. Τα δεδομένα που μεταφορτώνονται χρησιμοποιώντας το Glooko Uploader θα συγχρονιστούν στον λογαριασμό σας Glooko, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση με τα στοιχεία σύνδεσης που έχετε στην Glooko. Το Internet (WiFi ή δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας) είναι απαραίτητο για να γίνεται συγχρονισμός των δεδομένων σας με τον διακομιστή Glooko.

Ασθενείς:

- Μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader και να μεταφορτώνετε δεδομένα στην επόμενη σελίδα.



Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης:

- Μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader και να μεταφορτώνετε δεδομένα στη σελίδα 9.



Ασθενείς

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων MyGlooko και να κατεβάσετε το λογισμικό Glooko Uploader, θα πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό Glooko. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Glooko χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Glooko για κινητές συσκευές iOS ή Android. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με **την Υποστήριξη της Glooko** (<https://support.glooko.com>) για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Glooko, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1 Συνδεθείτε στον πίνακα εργαλείων MyGlooko στη διεύθυνση <https://my.glooko.com>

- Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης.
- Πατήστε Είσοδος.

ΛΑΒΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ GLOOKO

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασής σας για τη σύνδεση, πατήστε **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης** για να λάβετε ένα email επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Glooko για βοήθεια.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ:


Αν έχετε εισαγάγει εσφαλμένα τον κωδικό πρόσβασής σας πέντε φορές, ο λογαριασμός σας θα κλειδωθεί. Θα σταλεί αυτόματα ένα email με οδηγίες ξεκλειδώματος στο email του λογαριασμού σας. Ωστόσο, αν δεν λάβατε email, κάντε κλικ στην επιλογή **Δεν έλαβα οδηγίες ξεκλειδώματος** και θα μεταφερθείτε στη σελίδα Ξεκλείδωμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Glooko για βοήθεια.



2 Λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού

Αφού συνδεθείτε στον πίνακα εργαλείων MyGlooko, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις**.
- Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο **Λήψη του Glooko Uploader**.
- Θα μεταφερθείτε σε μια οθόνη με κουμπιά για να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader σε Mac ή PC. Κάντε κλικ στο κουμπί Mac ή στο κουμπί PC για λήψη του αρχείου εγκατάστασης.



3 Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης web και το λειτουργικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να αναζητήσετε το αρχείο εγκατάστασης που έχετε κατεβάσει ή μπορεί να δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να εκτελέσετε το αρχείο.

- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή τύπου **PC**, αναζητήστε το στον φάκελο πρόσφατων λήψεων
- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή τύπου **Mac**, αναζητήστε το στον φάκελο λήψεων στο Finder

Αφού εντοπίσετε το αρχείο, κάντε διπλό κλικ σε αυτό και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης. 8

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Glooko Uploader, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Glooko Provider και μια συνδρομή που υποστηρίζει το Glooko Uploader. Θα χρειαστείτε επίσης έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το Glooko Uploader. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Glooko (<https://support.glooko.com>) για βοήθεια.


1 Ζητήστε έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το λογισμικό Glooko Uploader

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να ζητήσουν έναν σύνδεσμο για να κατεβάσουν το λογισμικό Glooko Uploader.

- Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Glooko (<https://support.glooko.com>) για να ζητήσετε έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το λογισμικό Glooko Uploader.

2 Λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού

- Όταν λάβετε τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το λογισμικό από την Glooko, κάντε κλικ στον σύνδεσμο στο email σας. Θα μεταφερθείτε σε μια οθόνη με κουμπιά για να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader σε Mac ή PC. Κάντε κλικ στο κουμπί Mac ή στο κουμπί PC για λήψη του αρχείου εγκατάστασης.



3 Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης web και το λειτουργικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να αναζητήσετε το αρχείο εγκατάστασης που έχετε κατεβάσει ή μπορεί να δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να εκτελέσετε το αρχείο.

- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή τύπου **PC**, αναζητήστε το στον φάκελο πρόσφατων λήψεων
- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή τύπου **Mac**, αναζητήστε το στον φάκελο λήψεων στο Finder

Αφού εντοπίσετε το αρχείο, κάντε διπλό κλικ σε αυτό και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης.

Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Μετά την εγκατάσταση του Glooko Uploader (Οδηγίες για τους ασθενείς, Οδηγίες για τους πάροχους υγειονομικής περίθαλψης) και την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, εντοπίστε το εικονίδιο Glooko Uploader είτε στην επιφάνεια εργασίας σας (PC) ή στον φάκελο εφαρμογών (Mac).

4 Άνοιγμα του λογισμικού Glooko Uploader

- **Εντοπίστε** το εικονίδιο Glooko Uploader στην επιφάνεια εργασίας σας (PC) ή στον φάκελο εφαρμογών (Mac).
- **Κάντε διπλό κλικ** στο εικονίδιο Glooko Uploader για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επανεκκινήσει τον υπολογιστή σας πριν ξεκινήσετε το Glooko Uploader για πρώτη φορά.



5 Σύνδεση στον λογαριασμό σας στο Glooko

Μόλις ανοίξει το πρόγραμμα Glooko Uploader, θα πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό Glooko.

- Εισαγάγετε το **Email σας ή το Όνομα χρήστη**
- Πληκτρολογήστε τον **Κωδικό πρόσβασης** σας
- Πατήστε **Είσοδος**.

ΛΑΒΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ GLOOKO


Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασης σας για να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης** για να λάβετε ένα email επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Glooko για βοήθεια.

A screenshot of the Glooko Uploader application window. The title bar says 'Glooko Uploader'. The main heading is 'ΕΙΣΟΔΟΣ'. Below it is an information icon and text: 'Για μεταφόρτωση δεδομένων, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Glooko.' Below that, it says 'Δεν έχετε λογαριασμό; Ασθενείς: [Εγγραφείτε](#). Κλινικές: [Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Glooko](#).' There are two input fields: 'Email ή όνομα χρήστη' and 'Κωδικός πρόσβασης'. Below the fields is a link: 'Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;'. At the bottom is a blue button labeled 'Είσοδος' and a copyright notice '©2020 Glooko Inc.'.


Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

6 Χαρακτηριστικά του Glooko Uploader


ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ



- Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας Glooko πατώντας το κουμπί Προφίλ  στην κάτω δεξιά γωνία του Glooko Uploader.
- Πατήστε **Αποσύνδεση**

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ

- Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας πατώντας το κουμπί Προφίλ  στην κάτω δεξιά γωνία του Glooko Uploader.
- Σε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο περιλαμβάνονται τα εξής:
 - Το **όνομά** σας
 - Η **κύρια εξουσιοδοτημένη τοποθεσία** σας (πάροχος υγειονομικής περίθαλψης) και ο σχετικός **Κωδικός ProConnect**
 - Η **διεύθυνση email** σας
- Πατήστε **Αποσύνδεση**.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GLOOKO UPLOADER

- Μπορείτε να δείτε πρόσθετες πληροφορίες πατώντας το κουμπί Πληροφορίες  στην κάτω αριστερή γωνία του Glooko Uploader.
- Αυτό το αναδυόμενο παράθυρο περιλαμβάνει πληροφορίες υποστήριξης προϊόντων, περιγραφή προϊόντος και τη δήλωση περί "Προβλεπόμενης χρήσης".



Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης


7 Μεταφόρτωση δεδομένων διαβήτη

Αφού συνδεθείτε στο Glooko Uploader, μπορείτε να μεταφορτώσετε δεδομένα από τη συσκευή διαβήτη που χρησιμοποιείτε.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

Μετά τη σύνδεση, το Glooko Uploader θα αρχίσει να αναζητά μια συσκευή.

- Συνδέστε στον υπολογιστή το κατάλληλο καλώδιο USB ή καλώδιο υπεράυθρων (IR) για τη συσκευή διαβήτη.
- Μόλις αναγνωρισθεί το καλώδιο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να αναγνωριστούν τα προγράμματα οδήγησης καλωδίων πριν συνδέσετε τη συσκευή σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

- Αφού συνδέσετε το καλώδιο στον υπολογιστή, συνδέστε τη συσκευή διαβήτη στο καλώδιο.
- Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το καλώδιο που απαιτείται για να κάνετε μεταφόρτωση από τη συσκευή διαβήτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή διαβήτη σας. Εάν χρειάζεται να προμηθευτείτε ένα νέο καλώδιο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής διαβήτη.

- Αφού συνδέσετε τη συσκευή διαβήτη στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή, η συσκευή σας θα αρχίσει τη μεταφόρτωση δεδομένων χρησιμοποιώντας το Glooko Uploader.
- Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το αντιμετωπίσετε. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Glooko για βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που θα μεταφορτώσετε δεδομένα από τη συσκευή σας, μπορεί να σας ζητηθεί να επικυρώσετε τον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για να ολοκληρώσετε τη μεταφόρτωση και να αντιστοιχίσετε τη συσκευή στον λογαριασμό σας.



Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

8 Προβολή δεδομένων διαβήτη

Αφού μεταφορτώσετε τα δεδομένα της συσκευής διαβήτη χρησιμοποιώντας το Glooko Uploader, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα στο <https://my.glooko.com> αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Glooko.

- **Ασθενείς:**

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον πίνακα εργαλείων MyGlooko Web, ανατρέξτε στο έγγραφο [Glooko για προσωπική χρήση - Οδηγός γρήγορης εκκίνησης](#) στη διεύθυνση <https://support.glooko.com>.


- **Πάροχοι υγειονομικής Περίθαλψης:**

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία παρακολούθησης πληθυσμού, ανατρέξτε στο έγγραφο: [Glooko για κλινική χρήση - Οδηγός γρήγορης εκκίνησης](#) στον ιστότοπο <https://support.glooko.com>.



Συμβατές συσκευές και μέθοδοι μετάδοσης


Ακολουθούν οδηγίες για το πώς να μεταφορτώνετε δεδομένα διαβήτη στην Glooko χρησιμοποιώντας το diasend® Uploader. Αν δεν παρέχονται σαφείς οδηγίες μεταφόρτωσης για τη συσκευή, πρέπει απλώς να τη συνδέσετε στο PC/Mac με το συγκεκριμένο καλώδιο USB και η μεταφόρτωση θα γίνει αυτόματα.








Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Brand	Device Models	USB Cable Type	Notes
Abbott	FreeStyle Freedom Lite FreeStyle Lite	Καλώδιο USB Abbott FreeStyle (2,5 χιλ.)	
	FreeStyle InsuLinx FreeStyle Precision Neo	Micro USB	Παρακαλώ σημειώστε ότι το FreeStyle Libre είναι προς το παρόν συμβατό μόνο στην Ευρώπη!
	Precision Xceed Precision Xtra	Καλώδιο USB Abbott Xceed	
Acon Laboratories	On Call® Express On Call® Express II On Call® Express Voice	Καλώδιο USB On Call (2,5 χιλ.)	
Agamatrix	WaveSense Jazz	Καλώδιο USB Agamatrix	
Animas	OneTouch Ping (meter)	Mini USB	1. Συνδέστε στον υπολογιστή σας. 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας του μετρητή.
Arkray	Glucocard Shine XL	Καλώδιο USB i-Sens (2,5 χιλ.)	Συνδέστε και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.
	Glucocard Shine Connex Glucocard Shine Express	Micro USB	
	ReliOn Premier Blu (BLE) ReliOn Premier Classic ReliOn Premier Voice	Καλώδιο USB i-Sens (2,5 χιλ.)	Συνδέστε και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB






Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

<p>Menarini</p> <p>GlucoMen LX2</p>	<p>Μπλε καλώδιο USB Menarini (3,5 χιλ.)</p>		<p>Εάν ο μετρητής εμφανίζει: E-3, αποσυνδέστε τον, περιμένετε μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τον μετρητή.</p>
<p>Trividia (Nipro)</p> <p>TRUEresult TRUE METRIX</p> <p>TRUE METRIX AIR TRUEyou mini</p>	<p>Καλώδιο USB σταθμού σύνδεσης Nipro</p>		<p>Συνδέστε και τοποθετήστε τον μετρητή στον σταθμό σύνδεσης.</p>
<p>Prodigy</p> <p>AutoCode</p>	<p>Mini USB</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Συνδέστε στον υπολογιστή σας. 2. Η μεταφόρτωση θα πρέπει να ξεκινήσει εντός 20 δευτερολέπτων μετά τη σύνδεση του καλωδίου. Αν όχι, πηγαίνετε στο κύριο μενού του μετρητή. Επιλέξτε Τα δεδομένα μου > Ανάλυση υπολογιστή > Μεταφορά δεδομένων και συνδέστε ξανά τον μετρητή στο καλώδιο USB. (Μην κρατάτε πατημένα τα δύο κουμπιά με τα βέλη.)
<p>Roche Accu-Chek</p> <p>Active Aviva Connect Guide</p> <p>Guide Me Instant Mobile (USB)</p>	<p>Micro USB</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Συνδέστε στον υπολογιστή σας. 2. Η μεταφόρτωση θα πρέπει να ξεκινήσει εντός 20 δευτερολέπτων μετά τη σύνδεση του καλωδίου. Αν όχι, πηγαίνετε στο κύριο μενού του μετρητή. Επιλέξτε Τα δεδομένα μου > Ανάλυση υπολογιστή > Μεταφορά δεδομένων και συνδέστε ξανά τον μετρητή στο καλώδιο USB. (Μην κρατάτε πατημένα τα δύο κουμπιά με τα βέλη.)
<p>Sanofi</p> <p>BGStar</p>	<p>Καλώδιο USB Sanofi</p>		

Μετρητές γλυκόζης αίματος – με υπέρυθρη σύνδεση




<p>Roche (IR)</p> <p>Accu-Chek Aviva Nano Accu-Chek Aviva Plus Black Accu-Chek Aviva Plus Silver Accu-Chek Nano Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Nano</p>	 <p>ACTISYS.Li. Li2 ή Accu-Chek 360°</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Συνδέστε το καλώδιο IR στον υπολογιστή σας. 2. Με τον μετρητή απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε τη μετάδοση υπέρυθρων πιέζοντας και κρατώντας τα δύο κουμπιά βέλους μέχρι να εμφανιστούν δύο βέλη στην οθόνη.
<p>Accu-Chek Compact Plus</p>	 <p>ACTISYS.Li. Li2 ή Accu-Chek 360°</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Συνδέστε το καλώδιο IR στον υπολογιστή σας. 2. Ενεργοποιήστε τη μετάδοση υπέρυθρων πιέζοντας παρατεταμένα τα κουμπιά S και M κάτω από την οθόνη μέχρι να εμφανιστούν δύο βέλη στην οθόνη.
<p>Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Expert</p>	 <p>ACTISYS.Li. Li2 ή Accu-Chek 360°</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Συνδέστε το καλώδιο IR στον υπολογιστή σας. 2. Στο κύριο μενού, μεταβείτε στην επιλογή Τα δεδομένα μου και επιλέξτε Μεταφορά δεδομένων.

CGM - συνδεδεμένες με καλώδιο USB

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5)

Micro USB




Αν η μεταφόρτωση δεν ξεκινήσει, αποσυνδέστε τον δέκτη και επιλέξτε **Τερματισμός λειτουργίας** στο μενού για να τον απενεργοποιήσετε. Ενεργοποιήστε ξανά τον δέκτη και συνδέστε τον στον υπολογιστή.

Αντλίες ινσουλίνης – με υπέρυθρη σύνδεση



Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe



ACTISYS Li ή Li2
Σημείωση! Εάν χρησιμοποιείτε Windows 8 ή 10, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ACTISYS Li2.

1. Αναστείλετε την αντλία. (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στο **Suspnd/Resum** και πατήστε **OK**. Η επιλογή **Suspend** (Αναστολή) επισημαίνεται).
2. Πατήστε **OK**.
3. Τοποθετήστε την αντλία με το πίσω μέρος της στραμμένο προς το ασύρματο καλώδιο λήψης IR Actisys.
4. Όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση:
Συνέχιση αντλίας (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ, μετακινηθείτε στο **Suspnd/Resum** και πατήστε **OK**. Η επιλογή **Resume** (Συνέχιση) επισημαίνεται). Πατήστε **OK**.



Συμβατά καλώδια υπέρυθρων

Καλώδιο ACTiSYS - Li



Συμβατά λειτουργικά συστήματα:
[macOS X: 10.14-11.0](#)
[Windows: Δ/Ι](#)

Καλώδιο ACTiSYS - Li2



Συμβατά λειτουργικά συστήματα:
[macOS X: 10.14-11.0](#)
[Windows: 8, 10](#)

Καλώδιο Accu-Chek - 360°
(Realtyme)



Συμβατά λειτουργικά συστήματα:
[macOS X: 10.14-11.0](#)
[Windows: 8, 10](#)

Καλώδιο Roche Accu-Chek
Smart Pix 2 cable




Συμβατά λειτουργικά συστήματα:
[macOS X: 10.14-11.0](#)
[Windows: 8, 10](#)



Σας λείπει κάποιο καλώδιο;

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συγκεκριμένης συσκευής διαβήτη.

Αντλίες ινσουλίνης – συνδεδεμένες με καλώδιο USB



Αντλίες ινσουλίνης - συνδεδεμένες με καλώδια υπερύθρων

Συμβατά καλώδια υπερύθρων


Καλώδιο Roche
Accu-Chek Smart Pix



Καλώδιο Roche
Accu-Chek Smart Pix 2



Roche
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Σημείωση! Συνδέστε τη συσκευή χειρός της αντλίας σας με ένα καλώδιο micro USB στο "Smart Pix 2".

1. Συνδέστε το καλώδιο Smart Pix 2 στον υπολογιστή σας και περιμένετε να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά η μπλε ένδειξη στο Smart Pix 2.
2. Συνδέστε τη συσκευή χειρός στο Smart Pix 2 με ένα καλώδιο micro USB.
3. Στο μενού της συσκευής χειρός, επιλέξτε **Σύνδεση με υπολογιστή** και πατήστε **OK**.
4. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.
5. Η μπλε ένδειξη στο Smart Pix 2 είναι αναμμένη όσο μεταδίδονται δεδομένα από τη συσκευή στο Smart Pix 2.
6. Η μπλε ένδειξη σβήνει και τόσο το Smart Pix 2 όσο και η συσκευή εκπέμπουν έναν ήχο για να δηλώσουν ότι γίνεται μετάδοση δεδομένων από το Smart Pix 2 στο Glooko Uploader. Μην αποσυνδέσετε το Smart Pix 2 ακόμα!
7. Περιμένετε μέχρι το Glooko Uploader να επιβεβαιώσει ότι η αποστολή ήταν επιτυχής.

Υποστήριξη

<https://support.glooko.com/hc/el>

Στοιχεία Επικοινωνίας Διανομέα:

Hemoglobe Hellas

Διεύθυνση: Ελληνικού Στρατού 3, Άνοιξη Αττικής, 14569 Ελλάδα

Εμειλ: support@hemoglobe15.com

Τεχνική Υποστήριξη: +30 217 000 9999

Εξυπηρέτηση πελατών: +30 210 8131 733 / +30 210 6215 792

Ιστοσελίδα: www.hemoglobe15.com

CE



Glooko Inc
411 High Street
Palo Alto, CA 94301
USA



Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

www.glooko.com

© 2021 Glooko Inc.